




2023

# PRODUK E - KATALOG


PT. KARYA PRATAMA

DISTRIBUTORS - MEDICAL - HOSPITAL EQUIPMENT -  
LABORATORY - SCIENTIFIC - DENTAL EQUIPMENT



\*Update revisi per tanggal 14/08/2023

untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk





## TEMPAT TIDUR PASIEN (EMERALD 2 Engkol dengan pengaman samping)

### YB-101EM



Include : Matras

DIMENSI ( mm)



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar matras : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan
- Papan Kepala & Kaki : Terbuat dan bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang
- Pengaman samping : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- Posisi : - Sudut sandaran punggung 0-70°  
- Sudut sandaran kaki 0-24°  
- Digerakkan secara manual dengan engkol
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Aksesoris : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ± 103kg


**Harga** • Bed+Matras : Rp. 27.383.000,-  
• Only Bed : Rp. 24.651.000,-

## TEMPAT TIDUR PASIEN (EMERALD 3 Engkol dengan pengaman samping)


### YB-102EM



Include : Matras



Dimensi ± (mm)



### Spesifikasi


- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar matras : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan
- Papan Kepala & Kaki : Terbuat dan bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang
- Pengaman samping : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- Posisi : - Posisi dasar matras 370 (Lo)- 670 (Hi) mm  
- Sudut Back-raise 0-70°  
- Sudut Knee-raise 0-24°  
- Digerakkan secara manual dengan engkol
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Aksesoris : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ± 122kg

**TKDN + BMP : 82.77%**

### Harga

• Bed+Matras : Rp. 29.473.000,-  
• Only Bed : Rp. 26.705.000,-


**YB-103EM**



Include : Matras



Dimensi ± (mm)



**Fitur**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar matras : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan
- Papan Kepala & Kaki : Terbuat dan bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang
- Pengaman samping : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- Posisi : - Posisi dasar matras ± 370 (Lo) - 670 (Hi) mm.  
- Sudut sandaran punggung 0-70°  
- Sudut sandaran kaki 0-24°  
- Digerakkan secara manual dengan engkol
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda ganda, dengan sistem penguncian terpusat.
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Aksesories : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ± 103kg

**Harga**

- Bed+Matras : Rp. 32.399.000,-
- Only Bed : Rp. 29.581.000,-


**YB-104EM**



include : Matras



DIMENSI ± (mm)



**Fitur**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar matras : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan
- Papan Kepala & Kaki : Terbuat dan bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang
- Pengaman samping : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- Posisi : - Posisi dasar matras 370 (Lo)- 670(Hi) mm  
- Sudut back-raise 0-70°  
- Sudut knee-raise 0-24°  
- Digerakkan oleh aktuator motor 24 V DC
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, diantaranya menggunakan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan Stainless steel. steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Aksesories : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 185 kg
- Beban kerja aman : 250 kg
- Berat produk : ± 121kg

**Harga**

- Rp. 45.143.000,- **TKDN + BMP : 76.89%**


**YB-105EM**



include : Matras



DIMENSI ± (mm)



**Spesifikasi**

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan
- **Papan Kepala & Kaki** : Terbuat dan bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang
- **Pengaman samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** : - Ketinggian dasaran matras ± 435 (Lo) - 775 (Hi) mm.  
- Sudut Sandaran punggung ± 0 - 70°.  
- Sudut Sandaran kaki ± 0 - 24°.  
- Trendelenburg - Anti trendelenburg ± -13° - 13°.  
- Digerakkan oleh aktuator motor 24V DC.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda ganda, dua diantaranya menggunakan pengunci
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- **Aksesories** : Pengukur sudut sandaran punggung & kaki.
- **Catu Daya** : 100-240v, 50-60Hz, 200W.
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 103kg

**Harga**

- Rp. 59.050.000,- **TKDN + BMP : 73.09%**

**YB-106EM**



include: Matras





**Spesifikasi**

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Polypropylene, dilengkapi pengunci, mudah dilepas-pasang.
- **Side Guard** : Bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci dan inclinometer
- **Posisi** : Digerakkan oleh aktuator motor 24V DC  
- Sudut sandaran punggung 0 - 70°.  
- Sudut sandaran kaki 0 - 25°.  
- Posisi hi-lo 650 - 1050 mm.  
- Trendelenburg & Anti-trendelenburg 18° -18°.  
- Tilting (14° -14°) - Electric single touch button.  
- CPR, Cardiac position.
- **Kastor** : 4 buah castor 5" roda ganda, dengan sistem penguncian terpusat.
- **Catu Daya** : 230V AC, 50/60Hz, 200W
- **Aksesoris** : Pengukur sudut sandaran punggung, Pengukur sudut Trendelenburg, Rel aksesoris, dudukan X-ray
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maks pasien** : 185 kg
- **Beban kerja aman** : 220 kg
- **Berat produk** : ±173 kg
- **Dimensi** : ± (P) 2200 x (L) 1070 x (T) 1035 - 1435 mm (keseluruhan).  
± (P) 1975 x (L) 900 x (T) 650 - 1050 mm (pada dasaran matras).


**Harga**

- Bed+Matras Latex : Rp. 118.929.000,-
- Only Bed : Rp. 110.784.000,-


DIMENSI ± (mm) :



DIMENSI ± (mm)




## 2. Matras Latex (YM-101)



## 1. Tempat Tidur Pasien (YB-105EM)



## 4. Overbed Table (YO-102)



## 3. Beside Cabinet (YBC-102)



**Rp. 66.585.000**

### Tempat Tidur + Matras



**Rp. 59.050.000**

### Beside Cabinet



**Rp. 4.073.000**

### Overbed Table



**Rp. 3.462.000**

## Spesifikasi

### TEMPAT TIDUR PASIEN

(Elektrik EMERALD 4 Motor dengan pengaman samping)

Konstruksi	: Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
Dasaran matras	: Terbuat dari bahan Polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan.
Papan Kepala & Kaki	: Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang.
Pengaman samping	: Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
Posisi	: - Posisi dasar matras ± 435(Lo) - 775(Hi) mm - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0-70° - Sudut kemiringan sandaran kaki ± 0-24° - Trendelenburg-Anti trendelenburg ± -13° - 13° - Digerakkan oleh aktuator motor 24VDC
Kastor	: 4 buah kastor 5" roda ganda, dua buah menggunakan pengunci.
Tiang infus (pilihan)	: Terbuat dari bahan Stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
Aksesories	: Pengukur sudut sandar atau punggung dan Rel aksesoris
Finishing	: Cat oven
Beban Maks pasien	: 170 kg
Beban kerja aman	: 200 kg
Berat produk	: ± 103kg

### Beside Cabinet

Konstruksi	: Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
Bagian/ Terdiri	: - 1 Laci. - Lemari; 1 rak (2 ruang).
Meja	: ABS dengan proses injeksi molding.
Castor	: 4 buah castor Ø2" (swivel).
Finishing	: Cat oven.
Beban Maks	: 50 kg (total).
Berat Produk	: ± 30 kg.

### Matras Latex

● Bahan	: - Terbuat dari latex. - Tidak panas dan nyaman bagi pengguna. - Kuat dan tahan lama.
● Cover	: Kulit imitasi, tahan air dan mudah dibersihkan.
● Berat Produk	: ± 16 Kg (Dewasa)

### Overbed Table


● Konstruksi	: Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
● Tiang	: Terbuat dari aluminium profil.
● Meja	: ABS dengan proses injeksi molding.
● Hi-lo	: Mekanisme gas spring.
● Castor	: 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
● Finishing	: Cat oven.
● Beban Maks	: 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
Berat Produk	: ± 10,5 kg.

**YB-201D**

include : Matras



DIMENSI ± (mm)



**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar matras : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan
- Papan Kepala & Kaki : Terbuat dari plastik ABS dengan rangka pipa baja, dapat dilepas - pasang.
- Pengaman samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- Posisi : - Sudut kemiringan sandaran punggung 0-70°  
- Digerakkan secara manual dengan engkol
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ±74kg

**Harga**

- Bed + Matras latex : Rp. 23.570.000,-
- Bed + Matras busa : Rp. 18.963.000,-
- Only Bed : Rp. 16.723.000,-

**TKDN + BMP : 72.96%**


**YB-202D**



Include : Matras



DIMENSI ± (mm)



**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Papan Kepala & Kaki : Terbuat dari plastik ABS, dengan rangka pipa baja yang dapat dilepas-pasang.
- Pengaman samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- Posisi : - Sudut kemiringan sandaran 0-70°  
- Sudut kemiringan sandaran khaki 0-24°  
- Digerakkan secara manual dengan engkol
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Aksesoris : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ± 77kg

**Harga**

- Bed+Matras : Rp. 20.694.000,-
- Only Bed : Rp. 18.078.000,-


**YB-203D**



Include : Matras



DIMENSI ± (mm)



**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Papan Kepala & Kaki : Papan ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang
- Pengaman samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- Posisi : - Posisi dasar matras 450 (Lo) - 620 (Hi) mm.  
- Sudut kemiringan back raise 0 - 70°.  
- Sudut kemiringan knee raise 0 - 24°.  
- Digerakkan secara manual dengan engkol.
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ± 97.5kg

**Harga**

- Bed+Matras : Rp. 24.457.000,-
- Only Bed : Rp. 21.775.000,-

**TKDN + BMP : 73.07%**


**YB-204D**



Include : Matras



DIMENSI ± (mm)



**Spesifikasi**


- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Papan Kepala & Kaki : Papan terbuat dari plastik ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang, dilengkapi dengan pengunci.
- Pengaman samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- Posisi : - Posisi dasar matras 450 (Lo) - 620 (Hi) mm  
- Sudut kemiringan sandaran punggung 0-70°  
- Sudut kemiringan sandaran kaki 0-24°  
- Digerakkan secara manual dengan engkol.
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda ganda dengan central lock (sekali injak ke-empat kastor semua terkunci).
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ± 99kg

**Harga**

- Bed+Matras : Rp. 28.010.000,-
- Only Bed : Rp. 25.267.000,-

**TKDN + BMP : 73.84%**


**YB-205D**



Include : Matras



DIMENSI ± (mm)



**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Papan Kepala & Kaki : Papan ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang
- Pengaman samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- Posisi : - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0-70°  
- Sudut kemiringan sandaran kaki ± 0-20°  
- Ketinggian dasar matras ± 375 (Lo) - 685 (Hi) mm  
- Trendelenburg-Anti trendelenbu ± -13° - 13°  
- Digerakkan oleh akuator motor 24VDC  
- Catu daya 220-230 Volt AC, 50/60Hz, 120W, Maks 1A
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan Stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Aksesories : Pengukur sudut sandaran atau punggung & kaki
- Catu Daya : 100-240v, 50-60Hz, 200w
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ± 97.5kg

**Harga**


- Bed+Matras : Rp. 35.744.000,-
- Only Bed : Rp. 32.868.000,-

**TKDN + BMP : 65.37%**


**ECONOMIC BED**

**YB-802**

Include : Matras



DIMENSI (mm ) ± :




**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar matras : Terbuat dari lembaran baja, dilengkapi dengan penahan kasur pada setiap sisi matras
- Papan Kepala & Kaki : Terbuat dari pipa baja berkualitas
- Posisi : Datar (tanpa sandaran punggung)
- Kastor : 4 castor 5" roda tunggal, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan Stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Finishing : Epoxy powder coating finish (Cat oven)
- Packing : Sistem knock down
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Berat produk : ± 55 kg


- Bed+Matras : Rp. 11.250.000,-
- Only Bed : Rp. 9.010.000,-







DIMENSI ± (mm)




### 3. Beside Cabinet (YBC-102)




### 1. Tempat Tidur Pasien (YB-201D)

**Rp. 26.498.000**

### 2. Matras Busa (YM102)



### 4. Overbed Table (YO-102)



**Tempat Tidur + Matras**

**Rp. 23.570.000**

**Beside Cabinet**

**Rp. 4.073.000**

**Overbed Table**

**Rp. 3.462.000**

## Spesifikasi

### TEMPAT TIDUR PASIEN (Manual DELUXE 1 engkol dengan pengaman samping)

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan
- **Papan Kepala & Kaki** : Terbuat dari plastik ABS dengan rangka pipa baja, dapat dilepas - pasang.
- **Pengaman samping** : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- **Posisi** : - Sudut kemiringan sandaran punggung 0-70°  
- Digerakkan secara manual dengan engkol
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200 kg
- **Berat produk** : ±74kg

**TKDN**



### Beside Cabinet


- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/ Terdiri** : - 1 Laci.  
- Lemari; 1 rak (2 ruang).
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Castor** : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 50 kg (total).
- **Berat Produk** : ± 30 kg.

### Matras Busa


- **Konstruksi** : Terbuat dari busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Cover** : Vynil dengan warna cover outmeal
- **Density** : 20 kg/m<sup>3</sup>
- **Berat Produk** : ± 5 Kg

### Overbed Table


- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Tiang** : Terbuat dari aluminium profil.
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Hi-lo** : Mekanisme gas spring.
- **Castor** : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- **Berat Produk** : ± 10.5 kg.



DIMENSI ± (mm)





### 3. Beside Cabinet (YBC-102)




### 1. Tempat Tidur Pasien (YB-202D)

### 2. Matras Busa (YM102)



### 4. Overbed Table (YO-102)



**Rp. 27.853.000**

**Tempat Tidur + Matras**

**Rp. 20.694.000**

**Beside Cabinet**

**Rp. 4.073.000**

**Overbed Table**

**Rp. 3.462.000**

## Spesifikasi

### TEMPAT TIDUR PASIEN (Manual DELUXE 2 Engkol dengan Pengaman Samping)

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Papan Kepala & Kaki** : Terbuat dari plastik ABS, dengan rangka pipa baja yang dapat dilepas-pasang.
- **Pengaman samping** : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- **Posisi** :
  - Sudut kemiringan sandaran 0-70°
  - Sudut kemiringan sandaran khaki 0-24°
  - Digerakkan secara manual dengan engkol
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Aksesories** : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesori
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 77kg

**TKDN**



### Beside Cabinet


- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/ Terdiri** : - 1 Laci.  
- Lemari; 1 rak (2 ruang).
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Castor** : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 50 kg (total).
- **Berat Produk** : ± 30 kg.

### Matras Busa


- **Konstruksi** : Terbuat dari busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Cover** : Vynil dengan warna cover outmeal
- **Density** : 20 kg/m<sup>3</sup>
- **Berat Produk** : ± 5 Kg

### Overbed Table


- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Tiang** : Terbuat dari aluminium profil.
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Hi-lo** : Mekanisme gas spring.
- **Castor** : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- **Berat Produk** : ± 10.5 kg.



DIMENSI ± (mm)



### 3. Beside Cabinet (YBC-102)





### 1. Tempat Tidur Pasien (YB-203D)




**Rp. 31.550.000**

### 2. Matras Busa (YM102)



### 4. Overbed Table (YO-102)



**Tempat Tidur + Matras**

**Rp. 24.457.000**

**Beside Cabinet**

**Rp. 4.073.000**

**Overbed Table**

**Rp. 3.462.000**

## Spesifikasi

### TEMPAT TIDUR PASIEN (Manual DELUXE 3 engkol dengan pengaman samping)

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Papan Kepala & Kaki** : Papan ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang
- **Pengaman samping** : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- **Posisi** : - Posisi dasaran matras 450 (Lo) - 620 (Hi) mm.  
- Sudut kemiringan back raise 0 - 70°.  
- Sudut kemiringan knee raise 0 - 24°.  
- Digerakkan secara manual dengan engkol.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 97.5kg

**TKDN**



#### Bedside Cabinet

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/ Terdiri** : - 1 Laci.  
- Lemari; 1 rak (2 ruang).
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Castor** : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 50 kg (total).
- **Berat Produk** : ± 30 kg.



#### Matras Busa

- **Konstruksi** : Terbuat dari busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Cover** : Vynil dengan warna cover outmeal
- **Density** : 20 kg/m<sup>3</sup>
- **Berat Produk** : ± 5 Kg


#### Overbed Table

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Tiang** : Terbuat dari aluminium profil.
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Hi-lo** : Mekanisme gas spring.
- **Castor** : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- **Berat Produk** : ± 10.5 kg.

DIMENSI ± (mm)





### 3. Beside Cabinet (YBC-102)




### 1. Tempat Tidur Pasien (YB-205D)

**Rp. 42.643.000**

### 2. Matras Busa (YM102)



### 4. Overbed Table (YO-102)



**Tempat Tidur + Matras**

**Rp. 35.744.000**

**Beside Cabinet**

**Rp. 4.073.000**

**Overbed Table**

**Rp. 3.462.000**

## Spesifikasi

### TEMPAT TIDUR PASIEN (EMERALD 3 Motor dengan Pengaman Samping)

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Papan Kepala & Kaki : Papan ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang
- Pengaman samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- Posisi :
  - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0-70°
  - Sudut kemiringan sandaran kaki ± 0-20°
  - Ketinggian dasar matras ± 375 (Lo) - 685 (Hi) mm
  - Trendelenburg-Anti trendelenbu ± -13° - 13°
  - Digerakkan oleh akuator motor 24VDC
  - Catu daya 220-230 Volt AC, 50/60Hz, 120W, Maks 1A
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan Stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Aksesories : Pengukur sudut sandaran atau punggung & kaki
- Catu Daya : 100-240v, 50-60Hz, 200w
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ± 97.5kg

#### Bedside Cabinet

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri : - 1 Laci. - Lemari; 1 rak (2 ruang).
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Castor : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 50 kg (total).
- Berat Produk : ± 30 kg.



#### Matras Busa

- Konstruksi : Terbuat dari busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Cover : Vynil dengan warna cover outmeal
- Density : 20 kg/m<sup>3</sup>
- Berat Produk : ± 5 Kg


#### Overbed Table

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Tiang : Terbuat dari aluminium profil.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo : Mekanisme gas spring.
- Castor : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 10.5 kg.


DIMENSI ± (mm) :



DIMENSI ± (mm)




## 2. Matras Latex (YM-101)




## 1. Tempat Tidur Pasien (YB-105EM)



## 4. Overbed Table (YO-102)



## 3. Beside Cabinet (YBC-102)



**Rp. 66.585.000**

### Tempat Tidur + Matras



**Rp. 59.050.000**

### Beside Cabinet



**Rp. 4.073.000**

### Overbed Table



**Rp. 3.462.000**

## Spesifikasi

### TEMPAT TIDUR PASIEN

(Elektrik EMERALD 4 Motor dengan pengaman samping)

Konstruksi	: Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
Dasaran matras	: Terbuat dari bahan Polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan.
Papan Kepala & Kaki	: Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang.
Pengaman samping	: Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
Posisi	: - Posisi dasar matras ± 435(Lo) - 775(Hi) mm - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0-70° - Sudut kemiringan sandaran kaki ± 0-24° - Trendelenburg-Anti trendelenburg ± -13° - 13° - Digerakkan oleh aktuator motor 24VDC
Kastor	: 4 buah kastor 5" roda ganda, dua buah menggunakan pengunci.
Tiang infus (pilihan)	: Terbuat dari bahan Stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
Aksesories	: Pengukur sudut sandar atau punggung dan Rel aksesoris
Finishing	: Cat oven
Beban Maks pasien	: 170 kg
Beban kerja aman	: 200 kg
Berat produk	: ± 103kg

### Beside Cabinet

Konstruksi	: Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
Bagian/ Terdiri	: - 1 Laci. - Lemari; 1 rak (2 ruang).
Meja	: ABS dengan proses injeksi molding.
Castor	: 4 buah castor Ø2" (swivel).
Finishing	: Cat oven.
Beban Maks	: 50 kg (total).
Berat Produk	: ± 30 kg.

### Matras Latex

● Bahan	: - Terbuat dari latex. - Tidak panas dan nyaman bagi pengguna. - Kuat dan tahan lama.
● Cover	: Kulit imitasi, tahan air dan mudah dibersihkan.
● Berat Produk	: ± 16 Kg (Dewasa)


### Overbed Table

● Konstruksi	: Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
● Tiang	: Terbuat dari aluminium profil.
● Meja	: ABS dengan proses injeksi molding.
● Hi-lo	: Mekanisme gas spring.
● Castor	: 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
● Finishing	: Cat oven.
● Beban Maks	: 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
Berat Produk	: ± 10.5 kg.




## 1. Tempat Tidur Pasien (YB-106EM)


## 2. Matras Latex (YM-101)



## 3. Beside Cabinet (YBC-101)



## 4. Overbed Table Gas Spring-Aluminium (YO-101)



**Rp. 128.296.000**

### Tempat Tidur + Matras



**Rp. 118.929.000**

### Beside Cabinet



**Rp. 4.073.000**

### Mayo Stand



**Rp. 3.462.000**

## Spesifikasi

### TEMPAT TIDUR PASIEN

(Elektrik EMERALD 5 Motor dengan pengaman)

- Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Panel kepala dan kaki** : Terbuat dan bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang.
- Pengaman samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci dan inclinometer.
- Posisi** : Digerakkan dengan aktuator motor 24V DC
- Sudut sandaran punggung 0-70°
  - Sudut sandaran kaki 0-25°
  - Posisi hi-lo 650 - 1050 mm.
  - Trendelenburg-Anti trendelenburg 18° -18°.
  - Tilting (14 ° -14 °) - Electric single touch button.
  - CPR, Cardiac position.
- Kastor** : 4 buah kastor 5" roda ganda, dengan sistem penguncian terpusat.
- Catu Daya** : 230V AC, 50/60Hz, 200Wa.
- Aksesories** : Pengukur sudut sandaran punggung, Pengukur sudut, Trendelenburg, Rel aksesoris, dudukan X-ray.
- Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- Beban Maks pasien** : 185 kg
- Beban kerja aman** : 220 kg
- Berat produk** : ± 173kg

### Beside Cabinet

- Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri** : - 1 Laci.  
- Lemari; 1 rak (2 ruang).
- Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- Castor** : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- Finishing** : Cat oven.
- Beban Maks** : 50 kg (total).
- Berat Produk** : ± 30 kg.

### Matras Latex

- **Bahan** : Terbuat dari latex. Tidak panas dan nyaman bagi pengguna. Kuat dan tahan lama.
- **Cover** : Kulit sintetis, tahan air dan mudah dibersihkan.
- **Berat Produk** : ± 16 Kg (Dewasa)

### Overbed Table Gas Spring-Aluminium

- **Konstruksi** : Kontruksi terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Tiang** : Terbuat dari aluminium profil.
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Hi-lo** : Mekanisme gas spring.
- **Castor** : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maksimal** : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- **Berat Produk** : ± 14 kg.

**YE-101**




**Spesifikasi**

- Konstruksi : Konstruksi terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi, tahan air, mudah dibersihkan.
- Handel Kepala & Kaki : Terbuat dari stainless steel, kuat dan tahan karat.
- Sandaran Punggung : Kemiringan  $\pm 0^\circ - 60^\circ$  dengan mekanisme rack
- Aksesoris : Foot Step
- Coating : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk :  $\pm 45$ kg

**Harga**

- Rp. 10.765.000,-

DIMENSI (mm)  $\pm$  :



**TKDN + BMP : 89.53%**

**YE-102**




**Spesifikasi**

- Konstruksi : Konstruksi terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras : Terbuat dari busa dilapis kulit sintetis.
- Sandaran Punggung : Kemiringan  $\pm 0^\circ - 60^\circ$  dengan mekanisme rack
- Penopang Betis : Dapat disesuaikan, ABS and vinyl, tiang stainless steel
- Castor : Castor 5" single wheel, dua diantaranya menggunakan pengunci
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Berat produk :  $\pm 80$ kg
- Packaging : Knock-down

**Harga**

- Rp. 17.708.000,-

DIMENSI (mm)




**TKDN + BMP : 63.9%**

**YE-105**



DIMENSI ± (mm)



**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi
- Posisi : - Posisi dasaran matras ±500 (Lo) - 950 (Hi) mm  
- Sudut kemiringan kepala ± -15° - 65°  
- Digerakkan oleh aktuator motor 24V DC dengan remot kontrol
- Fitur : - Mekanisme stabilitas kaki, 4 buah castor 2" yang dapat dinaik turunkan  
- Remot kontrol tangan
- Finishing : Epoxy powder coating (cat oven)
- Catu daya : 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 120 W, Max. 2.5A
- Beban Maks pasien : 200 kg
- Berat produk : ± 45kg

**Harga**


- Rp. 24.651.000,-

**TKDN + BMP : 69.24%**

**YE-106**



DIMENSI (mm) ± :



**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi
- Posisi : - Posisi dasaran matras ±500 (Lo) - 890 (Hi) mm  
- Head rest, sudut kemiringan ± -10° - 75° - penggerak motor aktuator  
- Middle section, sudut kemiringan ± 0° - 20° - Penggerak motor aktuator  
- Leg extension, sudut kemiringan ± 0° - 55° - Penggerak Gasspring  
- Arm rest - Diatur manual
- Fitur : Mekanisme stabilitas kaki, 4 buah castor 2" yang dapat dinaik turunkan  
- Remot kontrol tangan
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 250 kg
- Berat produk : ± 78kg

**Harga**

- Rp. 36.976.000,-


**TKDN + BMP : 64.45%**



**YE-107**



DIMENSI (mm) ±:



**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi
- Posisi : - Posisi dasar matras ± (Lo) 500 - (Hi) 940 mm, aktuator motor  
- Sudut kemiringan backraise ± -15° ~ 65°, aktuator motor  
- Sudut kemiringan knee raise ± -40° ~ 30°, gas spring
- Fitur : - Mekanisme stabilitas kaki, 4 buah castor dapat dinaik turunkan  
- Remot kontrol tangan
- Finishing : Cat oven
- Catu daya : 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 120 W, Max. 2.5A
- Beban Maks pasien : 200 kg
- Berat produk : ± 76kg

**Harga**


- Rp. 28.507.000,-

**TKDN + BMP : 62.7%**

**YB-401**



DIMENSI ± (mm)



**Spesifikasi**


- Konstruksi : Diproduksi menggunakan pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar Matras : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan rangka pipa baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras
- Papan Kepala & Kaki : Papan Kepala & Kaki
- Finishing : Cat oven
- Aksesoris : Sabuk Pasien
- Beban Maks pasien : 200kg
- Beban Kerja Aman : 250kg
- Berat produk : ± 53kg

**Harga**


- Rp. 10.911.000,-

**TKDN + BMP : 79.28%**

**YOT-201**



DIMENSI (mm)



**Spesifikasi**

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja dan stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapis kulit sintetis
- **Posisi** : - Hi-Lo  $\pm 845 - 1035$  mm dengan sistem hidrolik.  
- Sudut tendelenburg & anti trendelenburg  $\pm -10^\circ$  sampai  $20^\circ$  dengan mekanisme engkol.  
- Sudut kemiringan lateral  $\pm -20^\circ$  sampai  $20^\circ$ , dengan engkol.  
- Sudut head-raise  $\pm -30^\circ$  sampai  $40^\circ$ , dengan pengunci baut rack.  
- Sudut back-raise  $\pm 0^\circ$  sampai  $70^\circ$  dengan gerigi rack.  
- Sudut sandaran kaki  $\pm 0^\circ$  sampai  $90^\circ$ , dengan pengunci baut rack.  
- Kidney elevator dengan ulir  $\pm 0 - 75$  mm, dengan engkol.
- **Aksesoris** : Tiang tirai anestesi, penahan pinggang, penopang lengan, penahan bahu, penopang betis dan sabuk pengaman.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200kg
- **Berat produk** :  $\pm 175$ kg



**Harga**

- Rp. 64.092.000,-

**YOT-211**



DIMENSI (mm)



**Spesifikasi**

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja dan stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi
- **Posisi** : - Digerakkan menggunakan motor listrik 24VDC, konsumsi daya 100-240VAC, 50/60Hz, 120W, Max 2,5A  
- Pengaturan tinggi-rendah produk  $\pm 765 \sim 960$ mm  
- Sudut kemiringan T rendelenburg & anti-trendelenburg  $\pm -15^\circ \sim -15^\circ$   
- Sudut kemiringan lateral  $\pm 20^\circ - 20^\circ$   
- Sudut sandaran kepala  $-20^\circ \sim 40^\circ$   
- Sudut sandaran punggung  $\pm 0^\circ \sim 70^\circ$  dengan mekanisme rak  
- Sudut sandaran kaki  $\pm 0^\circ \sim 90^\circ$  dengan pengunci baut rak  
- Pengaturan kidney elevator  $\pm 0-75$  mm, dengan engkol.
- **Aksesoris** : Tiang tirai anestesi, penahan pinggang, penopang lengan, penahan bahu, penopang betis dan sabuk pengaman.
- **Castor** : Castor 3" tidak swivel
- **Finishing** : Cat Oven
- **Beban Maks pasien** : 200kg
- **Beban Kerja Aman** : 250kg
- **Berat produk** :  $\pm 185$ kg


**Harga**

- Rp. 99.219.000,-

**YOT-221**



DIMENSI ± (mm)



**Spesifikasi**

- **Matras** : Terbuat dari busa, dilapisi dengan kulit sintetis.
- **Posisi** : Disesuaikan dengan remote kontrol tangan :
  - Ketinggian meja 705 - 1065 mm.
  - Sudut kemiringan trendelenburg & anti-trendelenburg -30° - 30°.
  - Sudut kemiringan lateral tilt -20° - 20°.
  - Disesuaikan dengan mekanisme gas spring :
  - Kemiringan sandaran punggung -45° - 75°.
  - Kemiringan sandaran kaki -90° - 20°.
  - (Split sandaran kaki disesuaikan secara manual).
  - Disesuaikan dengan mekanisme pengunci pin :
  - Kemiringan sandaran kepala -60° - 55°
- **Aksesoris** : - Penopang betis kanan - Penopang betis kiri  
 - Dudukan lengan kanan - Dudukan lengan kiri  
 - Tiang kelambu - Sabuk pasien
- **Catu Daya** : 220 - 230V, 50-60Hz, 300W
- **Castor** : 4 buah castor diameter 3" . Dilengkapi dengan pedal pengunci sentral.
- **Beban Maks pasien** : 200kg
- **Beban Kerja Aman** : 250kg
- **Berat produk** : ±185kg
- **Dimensi** : ± (P)1950 x (L)500 x (T)765 - 960 mm (pada matras)


**Harga**

- Rp. 639.270.000,-

**YOT-212**



DIMENSI (mm)




**Spesifikasi**

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja dan stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapisi kulit imitasi
- **Posisi** : - Menggunakan motor listrik 24V DC, konsumsi daya 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 120 W, Max. 2.5 A.  
 - Ketinggian meja ± 765 ~ 960mm.  
 - Trendelenburg & anti-trendelenburg ± -15° ~ -15°.  
 - Sudut kemiringan lateral ± 20° ~ 20°.  
 - Sudut sandaran kepala ± -20° ~ 30° dengan gaspring.  
 - Sudut sandaran punggung ± 0° ~ 70° dengan gaspring.  
 - Sudut penopang kaki ± 0° ~ -75° - dengan gaspring.
- **Aksesoris** : Tiang tirai anestesi, penahan pinggang, penopang lengan, penahan bahu, penopang betis dan sabuk pengaman.
- **Castor** : Castor 3" tidak swivel
- **Finishing** : Cat Oven
- **Beban Maks pasien** : 200kg
- **Beban Kerja Aman** : 250kg
- **Berat produk** : ±185kg
- **Dimensi** : ± (P)1950 x (L)500 x (T)765 - 960 mm (pada matras)


**Harga**

- Rp. 104.766.000,-

**YB-501**



DIMENSI (mm) ±.



**Spesifikasi**

- Rangka Utama : Konstruksi rangka seluruhnya terbuat dari stainless steel, kuat dan tahan karat
- Box Bayi : Terbuat dari pipa stainless steel dan akrilik transparan, dapat dilepas-pasang
- Posisi : - Posisi Trendelenburg / Anti Trendelenburg  
± -15° ~ -15°  
- Posisi Normal.
- Castor : 4 buah Castor Ø2"
- Beban Maks pasien : 30kg
- Berat produk : ± 10kg
- Pilihan : Matras Bayi

**Harga**

- Rp. 7.601.000,-

**YB-601**

Include : Matras



DIMENSI (mm)



**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran Matras : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan pelapisan fosfat, sehingga kuat dan awet. Dilengkapi dengan penahan kasur pada
- Panel Kepala & Kaki : Terbuat dari pipa berkualitas
- Side Guard : Terbuat dari pipa berkualitas
- Posisi : Sudut kemiringan sandaran punggung 0-70°  
Digerakkan secara manual dengan engkol
- Castor : 4 castor 5" roda tunggal, dua diantaranya dilengkapi pengunci
- Tiang Infus : Terbuat dari pipa stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Finishing : Epoxy powder coating (cat oven)
- Catu daya : 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 120 W, Max. 2.5A
- Beban Maks pasien : 120kg
- Berat produk : ± 57kg


**Harga**

- Rp.20.573.000,-

**YB-711**



DIMENSI (mm) ± :



## Harga

• Rp. 14.841.000,-

## Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Cradle : Transparan mudah dibersihkan dan dilepas pasang
- Posisi : - Trendelenburg  
- Reverse Trendelenburg 12°  
- gas spring  
- Tinggi rendah (Hi-Lo) 955 - 1205 mm gas spring  
- Dilengkapi dengan hendel untuk pengaturan posisi
- Castor : 4 castor 4" roda tunggal, 2 diantaranya dilengkapi dengan pengunci
- Laci : Terdiri dari 2 laci yang terbuat dari ABS
- Finishing : Epoxy powder coating finished (Cat oven)
- Beban Maks : 10 kg (pada cradle)
- Beban Produk : ± 25 kg
- Dimensi : (P) 850 x (L) 545 x (T) 955-1205 mm

**YM-101**

**YM-104**

**YM-103**



# KASUR LATEX

## Spesifikasi

- Kontruksi : Konstruksi Terbuat dari ateks. Tidak panas dan nyaman bagi pengguna. Kuat dan tahan lama.
- Cover : Vynil dengan warna biru.
- Berat Produk : - YM-101 : ± 16 Kg (Dewasa)  
- YM-103 : ± 10,5 Kg (Anak)  
- YM-104 : ± 1 Kg (Bayi)
- Dimensi : - YM-101 : ± (P)2000x (L)900 x (T)100 mm (Dewasa)  
- YM-103 : ± (P)1700x (L)700 x (T)100 mm (Anak)  
- YM-104 : ± (P)630x (L)350 x (T)60 mm (Bayi)

## Harga


- YM-101 : Rp. 8.145.000,
- YM-103 : Rp. 6.720.000,
- YM-104 : Rp. 1.161.000,

**YM-102**

**YM-105**

**YM-106**

# KASUR BUSA



## Spesifikasi

- Kontruksi : Konstruksi Terbuat dari ateks. Tidak panas dan nyaman bagi pengguna. Kuat dan tahan lama.
- Cover : Vynil dengan warna biru.
- Density : 20 kg/m<sup>3</sup>
- Berat Produk : (YM-102 ± 5 Kg), (YM-105 ± 4 Kg), (YM-106 ± 0.5 Kg)
- Dimensi : YM-102 ± (P)2000x (L)900 x (T)100 mm (Dewasa)  
YM-105 ± (P)1700 x (L)700 x (T)100 mm (Anak)  
YM-106 ± (P)630 x (L)350 x (T)60 mm (Bayi)


## Harga

- YM-102 Rp. 2.240.000,-
- YM-105 Rp. 2.037.000,-
- YM-106 Rp. 815.000,-

**YS-101**



DIMENSI ( mm ) ± :



**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Matras : Busa dilapisi kulit imitasi
- Posisi : Kemiringan sandaran punggung 0° - 60° - dengan mekanisme teleskopik
- Sideguard : Stainless Steel
- Aksesoris : - Tiang infus stainless steel  
- Dudukan tabung oksigen  
- Rak / keranjang
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.
- Beban Maksimal : 150 kg
- Berat Produk : ± 42 kg
- Dimensi : ± (P)2000 x (L)700 x (T)840 mm (keseluruhan)


**Harga**

- Rp. 18.078.000,-

**YS-102**



DIMENSI ( mm ) ± :



**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Matras : Dilapisi dengan vinyl, mudah dibersihkan
- Pengaman Samping : Plastik ABS (proses injeksi molding) dengan rangka pipa baja
- Posisi : - Ketinggian dasar matras ± 700 -930mm, digerakkan secara manual dengan engkol.  
- Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0 -40°, digerakkan dengan mekanisme gas spring
- Aksesoris : - Dudukan tabung oksigen  
- Keranjang stainless steel
- Tiang Infus : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Kastor : 4 kastor Ø6" roda ganda dan kastor tengah Ø5"
- Finishing : Cat oven
- Beban Maksimal : 170 kg
- Berat Produk : ± 102 kg
- Dimensi : ± (P)2050 x (L)680 x (T)700 - 930 mm (keseluruhan)


**Harga**

- Rp.29.581.000,-

## YS-103



DIMENSI ( mm )




### Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan pelapisan phospat sehingga kuat dan awet
- **Matras** : Dilapisi dengan vinyl, mudah dibersihkan
- **Pengaman Samping** : Plastik ABS (proses injeksi molding) dengan rangka pipa baja
- **Posisi** : - Ketinggian matras ± 700 -930mm, digerakkan secara manual dengan engkol.  
- Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0 -40°, digerakkan dengan mekanisme gas spring.  
- Posisi Trendelenburg ±12°, digerakkan dengan mekanisme gas spring.
- **Aksesoris** : - Dudukan tabung oksigen  
- Keranjang stainless steel
- **Tiang Infus** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Kastor** : 4 buah kastor Ø6" roda ganda dan kastor tengah Ø5"
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maksimal** : 170 kg
- **Berat Produk** : ± 108 kg
- **Dimensi** : ± (P)2050 x (L)680 x (T)700 - 930 mm (keseluruhan)


### Harga

- Rp. 34.306.000,-

## YS-104



DIMENSI ( mm ) ± :



### Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan pelapisan phospat sehingga kuat dan awet
- **Matras** : Dilapisi dengan vinyl, mudah dibersihkan
- **Pengaman Samping** : Plastik ABS (proses injeksi molding) dengan rangka pipa baja
- **Posisi** : - Ketinggian matras ± 610 -900mm, digerakkan penggerak hidrolik  
- Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0 -40°, digerakkan dengan mekanisme gas spring.  
- Posisi Trendelenburg ±0°-12°, digerakkan dengan mekanisme gas spring.
- **Aksesoris** : - Dudukan tabung oksigen  
- Keranjang stainless steel
- **Tiang Infus** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Kastor** : 4 buah kastor Ø6" roda ganda dan kastor tengah Ø5"
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maksimal** : 170 kg
- **Berat Produk** : ±115 kg
- **Dimensi** : ± (P) 2050 x (L) 690 x (T) 610 - 900 mm (keseluruhan)


### Harga

- Rp.41.085.000,-

## YS-105



DIMENSI (mm) ± :



### Spesifikasi


- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan pelapisan fosfat sehingga kuat dan awet
- **Posisi** : - Ketinggian matras : ± 570 - 900 mm, digerakkan secara manual dengan engkol.  
- Kemiringan sandaran punggung : ± 0 - 70° - mekanisme gaspring.
- **Pengaman Samping** : Aluminium, dapat dilipat sesuai kebutuhan. Mekanisme penguncian sekali sentuh.
- **Tiang Infus** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Kastor** : 4 buah kastor Ø6" roda ganda dan kastor tengah Ø5"
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maksimal** : 170 kg
- **Berat Produk** : ± 59 kg
- **Dimensi** : ± (P)2140 x (L)790 x (T)840 - 1170mm (keseluruhan).  
± (P)2020 x (L)610 x (T)570 - 900mm (pada dasaran matras).

### Harga

- Rp. 29.376.000,-

## YW-101

DIMENSI (mm) ± :



**TKDN**

### Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa stainless steel, yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini. Dan dapat dilipat
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari kulit imitasi dan dudukan terbuat dari busa dilapisi kulit imitasi.
- **Roda** : Roda utama diameter 23"  
Roda depan diameter 8"
- **Beban Maksimal** : 120 kg
- **Berat Produk** : ± 17 kg
- **Dimensi** : ± (P)1040 x (L)610 x (T)880 mm (keseluruhan)  
± (P)1040 x (L)275 x (T)880 mm (saat dilipat)

### Harga

- Rp. 4.887.000,-



## YB-191E



### Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Panel Kepala** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat, dan ringan, mudah
- **Pengaman Samping** : Bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci inclinometer
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari bahan polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi Mattress Extension dengan sistem
- **Posisi** : - Sudut sandaran punggung 0-70°  
- Posisi hi-lo 500 - 840 mm  
- Trendelenburg -13°  
- Digerakkan oleh aktuator motor 24V DC
- **Dilengkapi dengan** : - Manual & Electric CPR  
- Battery backup
- **Castor** : 4 castor 5" roda ganda, dilengkapi dengan pengunci
- **Catu daya** : 100-240v, 50-60Hz, 200W
- **Aksesories** : Penopang betis, Hendel pasien, Basin & Tiang infus
- **Finishing** : Epoxy powder coating (Cat oven)
- **Beban Maks** : 185 kg
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg
- **Berat produk** : ± 160 kg

**Harga** • Rp. 126.461.000,-

# KURSI PERIKSA GYNECOLOG

## YG-208E




### Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapisi vinyl berkualitas.
- **Posisi** : Menggunakan Motor Elektrik 24V DC, Konsumsi Daya : 100-240 Volt AC 50/60 Hz, Maks. 120W. Tinggi-rendah matras 810 - 990mm (posisi matras rata). Sandaran bawah, Sudut kemiringan Trendelenburg 10°. Sudut kemiringan sandaran punggung -30° - 80°. - Hand Remote.
- **Aksesoris** : Penopang Betis terbuat dari bahan ABS dilapisi vinyl.
- **Pegangan Tangan** : Terbuat dari stainless steel.
- **Castor** : 3" castor.
- **Beban Maks.** : 200 kg.
- **Berat Produk** : ± 150 kg.
- **Dimensi** : ± (P)800 x (L)860 x (T)1440 mm (posisi kursi). ± (P)1180 x (L)500 x (T)810 - 990 mm (posisi matras rata).

**Harga** • Rp. 60.618.000,-

**YG-117**




## Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapisi vinyl berkualitas.
- **Posisi** : - Sudut sandaran punggung 0° - 80°- mekanisme gas spring.  
- Seat elevation 0 - 15° - mekanisme engkol.  
- Sudut sandaran kaki 0 - -90° - mekanisme telescopic rack.
- **Penopang Betis** : Terbuat dari bahan ABS dilapisi vinyl. Posisi dapat disesuaikan.
- **Pegangan Tangan** : Terbuat dari stainless steel.
- **Tiang Infus** : Terbuat dari stainless steel.
- **Basin** : Terbuat dari stainless steel.
- **Penopang Kaki** : Mekanisme geser, lembaran baja dilapisi rubber.
- **Packaging** : Sistem knock down.
- **Beban Maks.** : 150 kg.
- **Berat Produk** : ± 43 kg.
- **Dimensi** : ± (P)1730 x (L)650 x (T)810 mm (keseluruhan).

## Harga

● Rp. 18.855.000,-

**YG-207E**



## Spesifikasi


- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Lapisan Matras** : Diproduksi menggunakan lapisan vinyl berkualitas tinggi.
- **Posisi** : - Menggunakan Motor Elektrik 24V DC,  
- Konsumsi Daya : 100-240V, 50/60Hz, 120W.  
- Sudut Kemiringan Sandaran Punggung Belakang 0°-40° - gas spring.  
- Sudut Kemiringan Sandaran Punggung Tengah 0°-40° - motor elektrik.  
- Sudut Kemiringan Bagian Bawah 0°-40° - motor elektrik.  
- Tinggi-rendah matras 630-930 mm - motor elektrik.
- **Aksesoris** : Laci, Anesthetic Screen Frame, Penopang Betis terbuat dari ABS & lapisan vinyl, Pegangan tangan.
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maks.** : 170 kg.
- **Berat Produk** : ± 96.5 kg.
- **Dimensi** : ± (P)2000 x (L)1060 x (T)630 - 930 mm (keseluruhan).

## Harga

● Rp. 56.437.000,-

**YL-101**

## Lemari Instrument



### Spesifikasi

- Konstruksi
- Bagian/ Terdiri
- Finishing
- Beban Maks pasien
- Berat produk
- Dimensi

: Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini  
: - Pintu kaca transparan  
- 4 rak  
: Cat Oven  
: 25 kg per rak  
: ± 68 kg  
: ± (P)900 x (L)460 x (T)1750 mm (Keseluruhan)

### Harga

- Rp. 10.385.000,-


**TKDN + BMP : 66.96%**

**YL-102**

## Lemari Obat



DIMENSI ( mm ) ± :



### Spesifikasi

- Konstruksi
- Bagian/ Terdiri
- Finishing
- Beban Maks pasien
- Berat produk
- Dimensi

: Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini  
: - Pintu kaca transparan  
- 2 rak  
- 2 kompartemen (2 pintu)  
: Cat Oven  
: 25 kg per rak  
: ± 64 kg  
: ± (P)900 x (L)460 x (T)1750 mm (keseluruhan)

### Harga

- Rp. 10.385.000,-

**TKDN + BMP : 60.04%**


**YL-023**

## Storage Cabinet

### Spesifikasi



DIMENSI (mm) ± :



- Konstruksi
- Bagian/ Terdiri

: Terbuat dari lembaran baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.  
: - 12 laci (tinggi ±50 mm) bahan ABS.  
- 2 laci (tinggi ±225 mm) bahan ABS.  
- 48 tray obat bahan ABS. Dilengkapi 2 pembatas tiap tray. Semua laci dapat dilepas-pasang.  
- Pintu kaca transparan.  
- Kunci pintu.  
- Name tag & Color tag pada setiap laci.  
: Cat Oven (epoxy powder coating finish).  
: 10 kg (per laci).

- Finishing
- Beban Maks.

### Harga


- Rp. 36.652.000,-

**YL-103**

## Loker 4 Ruang



DIMENSI ( mm ) ± :



### Spesifikasi

- Rangka Dasar
- Konstruksi
- Bagian/ terdiri
- Finishing
- Beban Maks
- Berat Produk
- Dimensi

: Terbuat dari baja berkualitas  
 : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini  
 : - 4 loker  
   - 1 rak dan 1 gantungan  
 : Cat oven.  
 : 15 kg tiap rak.  
 : ± 50 kg.  
 : ± (L)770 x (W)400 x (H)2000 mm (keseluruhan)

### Harga

- Rp. 10.385.000,-


**TKDN + BMP : 70.66%**

**YL-104**

## Loker 6 Ruang



DIMENSI ( mm ) ± :



### Spesifikasi

- Rangka Dasar
- Konstruksi
- Bagian/terdiri
- Finishing
- Beban Maks
- Berat Produk
- Dimensi

: Terbuat dari baja berkualitas.  
 : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.  
 : - 6 Loker.  
   - 1 rak dan 1 gantungan.  
 : Cat oven.  
 : 15 kg tiap rak.  
 : ± 93 Kg.  
 : ± (P)1150 x (L)400 x (T)2000 mm (keseluruhan).

### Harga

- Rp. 14.254.000,-


**TKDN + BMP : 69.02%**

**YL-105**

## Loker 12 Ruang



DIMENSI ( mm ) ± :



### Spesifikasi

- Rangka Dasar
- Konstruksi
- Bagian/terdiri
- Finishing
- Beban Maks
- Berat Produk
- Dimensi

: Terbuat dari baja berkualitas.  
 : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.  
 : - 12 Loker.  
   - 1 rak dan  
 : Cat oven.  
 : 15 kg tiap rak.  
 : ± 124 Kg.  
 : ± (P)1400 x (L)400 x (T)1885 mm (keseluruhan).

### Harga

- Rp. 16.901.000,-

**TKDN + BMP : 65.7%**

**YDC-212**

## Drugs Cabinet



DIMENSI (mm) ± :



### Spesifikasi

- Rangka Utama : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Finishing : Epoxy Powder Coating (cat oven).
- Rak : Terbuat dari lembaran baja, dapat diatur ketinggiannya.
- Beban Maks. : 15 kg (setiap rak).
- Berat Produk : ± 12 kg.
- Dimensi : ± (P) 600 x (L) 260 x (T) 750mm.


### Harga

- Rp. 4.480.000,-

**YT-101**

## Meja Instrument

DIMENSI ( mm)



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Rak / Meja : Stainless Steel.
- Kastor : Kastor Putar 2"
- Beban Maksimal : ± 15 kg per meja.
- Berat Produk : ± 10 kg.
- Dimensi : ± (P)680 x (L)440 x (T)870 mm (keseluruhan).  
± (P)620 x (L)440 x (T)25 mm (ukuran meja).

### Harga


- Rp. 4.073.000,-

**TKDN + BMP : 46.38%**

**YT-102**

## Dressing Troli

DIMENSI ( mm)



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Rak / Meja : Stainless Steel.
- Rel Pengaman : Stainless steel.
- Hendel : Stainless steel.
- Aksesoris : Dudukan ember dan baskom stainless steel.
- Kastor : Kastor putar 2".
- Beban Maksimal : ± 15 kg per meja dan 5 kg per laci.
- Berat Produk : ± 20 kg.
- Dimensi : ± (P)795 x (L)440 x (T)870 mm (keseluruhan).  
± (P)740 x (L)440 x (T)25 mm (dimensi meja).


### Harga

- Rp. 8.960.000,-

**TKDN + BMP : 42.33%**

**YT-103**

## Troli Makan Stainless Steel



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan plat stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian / Terdiri : Stainless Steel
- Kastor : Kastor 5", dua diantaranya menggunakan pengunci + pelindung benturan (bemper)
- Beban Maksimal :  $\pm 15$  kg per rak /meja
- Berat Produk :  $\pm 23$  kg


### Harga

- Rp. 8.960.000,-

**TKDN + BMP : 46.69%**

**YT-104**

## Troli Makan Steel



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri : - 2 pintu (depan-belakang) dilengkapi kunci.  
- 20 nampan
- Kastor : 4 buah kastor 5", dua diantaranya menggunakan pengunci + pelindung benturan (bemper).
- Finishing : Cat Oven
- Beban Maksimal :  $\pm 80$  kg (total).
- Berat Produk :  $\pm 55$  kg


### Harga

- Rp. 18.937.000,-

**TKDN + BMP : 46.02%**

**YT-105**

## Troli Makan Stainless Steel



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri : 2 pintu terbuat dari stainless steel.
- Nampan : 16 nampan.
- Castor : 4 kastor 5" roda tunggal dengan bumper, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci.
- Beban Maksimal : 100 kg.
- Berat Produk :  $\pm 68$  kg.


### Harga

- Rp. 29.118.000,-

**TKDN + BMP : 46.02%**

**YT-106**

## Troli Laundry



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri : 2 kantong kanvas (infeksius & non-infeksius).  
- Lemari; 1 rak (2 ruang).
- Kastor : 4 kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 100 kg (total)
- Berat Produk : ± 27 kg
- Dimensi : ± (P) 1000 x (L) 650 x (T) 600 mm (keseluruhan)


### Harga

- Rp. 7.738.000,-

**TKDN + BMP : 54.71%**

**YT-107**

## Troli Linen



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Rak : Terdapat 2 rak yang dapat diatur posisinya
- Hendel : Stainless Steel.
- Kastor : Kastor 5" tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci
- Beban Maks : 80 kg (total).
- Berat Produk : ± 49 kg.
- Dimensi : ± (P)1040 x (L)500 x (T)1060 mm (keseluruhan).  
± (P)900 x (L)500 x (T)880 mm (pada box).


### Harga

- Rp. 8.756.000,-

**TKDN + BMP : 65.74%**

**YT-108**

## Troli Linen Stainless Steel



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Rak : Terdapat 2 rak yang dapat diatur posisinya
- Hendel : Stainless Steel.
- Kastor : Kastor 5" tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci
- Beban Maks : 80 kg (total).
- Berat Produk : ± 49 kg.
- Dimensi : ± (P)1040 x (L)500 x (T)1060 mm (keseluruhan).  
± (P)900 x (L)500 x (T)880 mm (pada box).

### Harga

- Rp. 22.399.000,-


**TKDN + BMP : 71.9%**

**YT-110**

## Troli Anastesi



DIMENSI ( mm ) ± :



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Bagian/ Terdiri : - 3 laci baja dilengkapi kunci  
- 1 laci khusus (terbuat dari lembaran stainless steel)  
- 12 laci plastik
- Kastor : 4 kastor Ø5" + pelindung benturan (bumper), dua diantaranya dilengkapi pengunci
- Finishing : Cat Oven
- Beban Maks pasien : 100 kg (keseluruhan)
- Berat produk : ± 62 kg
- Dimensi : ± (P)640 x (L)560 x (T)1330 mm (keseluruhan)

### Harga


- Rp. 12.218.000,-

**TKDN + BMP : 59,81%**

**YT-109**

## Emergency Troli

DIMENSI ( mm ) ± :



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri : - 3 laci baja.  
- 1 Laci khusus (terbuat dari lembaran stainless steel).  
- Rak atas.
- Aksesoris : - Tiang Infus stainless steel, bisa diatur ketinggiannya.  
- Dudukan tabung oksigen.  
- 3 buah stop kontak, kabel dan jack.  
- Panel RJP, di bagian belakang troli.
- Kastor : Kastor 5" + pelindung benturan (bumper).
- Finishing : Cat oven.
- Berat Produk : ± 54 kg.
- Dimensi : ± (P)785 x (L)600 x (T)1165 mm (keseluruhan).  
± (P)500 x (L)500 x (T)725 mm (pada box)

### Harga


- Rp. 11.810.000,-

**TKDN + BMP : 65.7%**

**YT-111**

## Troli Medical Report

DIMENSI ( mm ) ± :



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri : 8 laci dilengkapi kunci  
4 buah kastor 5", dua diantaranya menggunakan pengunci + pelindung benturan (bumper).
- Kastor : Cat Oven.
- Finishing : Cat Oven.
- Beban Maks : 100 kg
- Berat Produk : ± 63 kg
- Dimensi : ± (P)565 x (L)565 x (T)1250 mm (keseluruhan)

### Harga


- Rp. 11.607.000,-



**YT-112**

**Mayo Stand**

**Spesifikasi**



- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran stainless steel yang diproses dengan teknik manufaktur terkini.
- **Nampan** : Stainless steel
- **Hi - Lo** : Mekanisme pin pengunci.
- **Kastor** : 4 buah kastor 2 inci
- **Beban Maks** : 10 Kg. (3 kg pada ujung meja).
- **Berat Produk** : ± 11 kg.
- **Dimensi** : ± (P)570 x (L)430 x (T)870 - 1095 mm (keseluruhan).

**Harga**



- Rp. 5.766.000,-

**YT-113**

**YT-114**

**Troli Obat 40 & 20 Laci**

**Spesifikasi**



- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/ Terdiri** : - Meja.  
- (YT-113 : 20 laci plastik), (YT-114 : 40 laci plastik) .  
- 2 laci baja.  
- 1 lemari.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5", dua diantaranya menggunakan pengunci + pelindung benturan (bemper).
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maksimal** : ± 80 kg (total).
- **Berat Produk** : (YT-113 ± 65 kg), (YT-114 ± 70 kg)
- **Dimensi** : YT-113 ± (P)1010 x (L)610 x (T)1050 mm (keseluruhan).  
± (P)700 x (L)490 x (T)840 mm (pada box).  
YT-114 ± (P)1010 x (L)610 x (T)1050 mm (keseluruhan).  
± (P)700 x (L)490 x (T)840 mm (pada box).


**Harga**

- YT-113 Rp. 13.439.000,-
- YT-114 Rp. 15.679.000,-

**YT-115**

**Medicine Trolley**

**Spesifikasi**



- **Konstruksi** : Terbuat dari kombinasi lembaran baja dan ABS yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** : - Enam buah laci ukuran tinggi 50 mm. (setiap laci dilengkapi 4 boks obat, masing-masing boks dilengkapi penutup dan pembatas yang bisa diatur)  
- Satu buah laci ukuran tinggi 225 mm.  
- Sistem pengunci sentral untuk mengunci laci secara bersamaan.  
Hendel pengunci sentral berfungsi juga sebagai pemotong disposable plastic seals.  
- Meja ABS, digunakan juga sebagai hendel dorong dan bumper.  
- Rel aksesoris. Dapat diatur ketinggiannya.
- **Castor** : 4 castor 5" roda tunggal, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci.
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maks.** : 100 kg (keseluruhan).
- **Berat Produk** : ± 37 kg.

**Harga**


- Rp. 23.295.000,-

**YT-A617**

## Troli Anastesi



DIMENSI (mm) ±



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari kombinasi lembaran baja dan ABS yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri : - Satu buah laci ukuran tinggi 225 mm.  
- Dua buah laci ukuran tinggi 150 mm.  
- Dua buah laci ukuran tinggi 75 mm.  
- Sistem pengunci sentral untuk mengunci laci secara bersamaan. Hendel pengunci sentral berfungsi juga sebagai pemotong disposable plastic seals.  
- Meja ABS, digunakan juga sebagai hendel dorong dan bumper.  
- 9 Tempat penyimpanan tambahan. (4 besar, 5 kecil).  
- Rel aksesoris. Dapat diatur ketinggiannya.
- Aksesoris : Disposal bin holder, Gloves box holder.
- Castor : 4 castor 5" roda tunggal, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci.
- Finishing : Epoxy powder coating (cat oven).
- Beban Maks. : 100 kg (keseluruhan).
- Berat Produk : ± 40 kg.


**Harga** Rp. 28.507.000,-

**YBC-101**

**YBC-102**

## Bedside Cabinet

DIMENSI (mm) ±:



DIMENSI (mm)



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri : - 1 Laci.  
- Lemari; 1 rak (2 ruang).
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Aksesoris : YBC-102 Gantungan handuk stainless steel.
- Castor : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : YBC-101 50 kg (total).  
YBC-102 40 kg.
- Berat Produk : YBC-101 ± 30 kg.  
YBC-102 ± 25 kg.
- Dimensi : YBC-101 ± (P)490 x (L)450 x (T)985 mm.  
YBC-102 ± (P)490 x (L)450 x (T)760mm.


### Harga

- YBC-101 Rp. 4.887.000,-
- YBC-102 Rp. 3.462.000,-

**TKDN + BMP : 69.83%**

**YO-101**

## Overbed Table Gas Spring Aluminium



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Tiang : Terbuat dari aluminium profil.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo : Mekanisme gas spring.
- Castor : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 14 kg.
- Dimensi : ± (P)800 x (L)500 x (T)810-1070mm (keseluruhan).  
± (P)800 x (L)440mm (dimensi meja).

### Harga


- Rp. 4.480.000,-

**TKDN + BMP : 55.44%**

**YO-102**

**Overbed Gas Spring**

DIMENSI ( mm )



**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo : Mekanisme gas spring.
- Castor : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 10.5 kg.
- Dimensi : ± (P)810 x (L)510 x (T)800-1070mm (keseluruhan)  
± (P)810 x (L)450mm (dimensi meja).

**Harga**


- Rp. 4.073.000,-

**TKDN + BMP : 49.36%**

**YO-103**

**Overbed PIN-Lock**

DIMENSI ( mm )



**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo : Mekanisme PIN-LOCK.
- Castor : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 10.5 kg.
- Dimensi : ± (P)810 x (L)510 x (T)800-1070mm (keseluruhan)  
± (P)810 x (L)450mm (dimensi meja).

**Harga**

- Rp. 2.444.000,-


**TKDN + BMP : 60.49%**

**YW-201**

**Kursi Tunggu 4 & 3 Bangku**



DIMENSI ( mm ) ± :




**Spesifikasi**

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dudukan & Sandaran : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi.
- Finishing : cat oven.
- Beban Maks : 100 kg (per kursi).
- Berat Produk : YW - 201 ± 33 kg.  
YW - 202 ± 25 kg.
- Dimensi : YW - 201 ± (P)1840 x (L)520 x (T)750 mm (keseluruhan).  
YW - 202 ± (P)1360 x (L)520 x (T)750 mm (keseluruhan).
- Packing : Knock-down.

**YW-202**



DIMENSI ( mm )



**Harga**

- YW-201 Rp. 6.313.000,-
- YW-202 Rp. 5.295.000,-


**TKDN + BMP : 63.24%**  
**TKDN + BMP : 62.65%**

**YR-102**

## Room Divider



DIMENSI (mm) ± :



### Spesifikasi

- Rangka Utama : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Screen/Kain : Terbuat dari kain linen berkualitas. Dapat dilepas-pasang.
- Posisi : Terdiri dari 2 bagian tirai yang dapat dilipat.
- Castor : 2" swivel.
- Berat Produk : ± 8 kg.



### Harga

- Rp. 3.991.000,-

**YD-101**

## Dinning Table

DIMENSI ( mm)



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari plastik ABS (Proses injection molding) dengan aluminium profil dan dapat disesuaikan.
- Kelengkapan : Pengatur posisi.
- Dilengkapi dengan : Gantungan braket (untuk menggantung selama tidak digunakan).
- Beban Maks : 10 kg.
- Dimensi : (P) min. 870 - maks. 1050 x (L)320 x (T)102 mm (keseluruhan).  
(P) 700 X (L)320 x (T)30 mm (Dimensi meja).

### Harga


- Rp. 1.426.000,-

**TKDN + BMP : 74.9%**

**YI-101**

## Standar Infus 4 Hook Collapsible

DIMENSI (mm) ± :



### Spesifikasi

- Tiang Atas : Pipa stainless steel, dan 4 hooks - collapsible.
- Tiang Bawah : Pipa stainless steel, terdapat baut pengunci.
- Kaki Dasar : Aluminium casting.
- Castor : Lima buah castor 2 inchi.
- Berat Produk : 4.25 kg
- Beban Maksimal : 1 kg. (tiap gantungan).
- Kemasan : Sistem knock-down.
- Dimensi : ± (P)430 x (L)410 x (T)1310 - 2080 mm.

### Harga

- Rp. 1.943.000,-

**YF-101**

## Foot Step




### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Pijakan : Lembaran baja ditutupi karpet.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maksimal : 170 Kg.
- Berat Produk : ± 6.5 Kg.
- Dimensi : ± (P)400 x (L)420 x (T)430mm.

### Harga

- Rp. 1.263.000,-

**TKDN + BMP : 65.61%**



**PIJAKAN**  
Pijakan dilapisi karpet karet untuk mendukung kenyamanan pengguna.



**RANGKA**  
Rangka terbuat dari pipa yang kuat dan kokoh.



**SEPATU KARET**  
Sepatu karet untuk menghindari goresan pada lantai

**YE-251**

## Examination Tools



### Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Kursi : Busa dilapisi vinyl berkualitas. Ketinggian dapat diatur dengan memutar jok/kursi.
- Castor : Castor 2"
- Beban Maksimal : 160 Kg.
- Berat Produk : ± 6 Kg.
- Dimensi : ± (P) 425 x (T) 600 - 840 mm (keseluruhan).

### Harga

- Rp. 3.727.000,-



**LAPISAN KURSI/JOK**  
Dilengkapi lapisan kursi/jok yang mudah dibersihkan dan memberikan kenyamanan pada pengguna



**RANGKA STAINLESS STEEL**  
Diproduksi menggunakan stainless steel anti karat, rigid dan kuat digunakan selama penggunaan




**CASTOR**  
Dilengkapi dengan castor 2" untuk memudahkan pergerakan

# FURNITURE

YMC-101



DIMENSI (mm) ± :



## Spesifikasi

- Konstruks
- Matras Dasar
- Penutup
- Finishing
- Castor
- Beban Maks.
- Berat Produk
- Dimensi

## Mortuary Carriage

- : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- : Diproduksi menggunakan lembaran stainless steel.
- : Diproduksi menggunakan lembaran aluminium.
- : Epoxy powder coating (cat oven)
- : Castor 8".
- : 170 kg.
- : ± 100 kg.
- : ± (P) 2300 x (L) 690 x (T) 975 mm (keseluruhan).

## Harga


- Rp. 42.642.000,-

YBS-102

## Bowl Stand Double



DIMENSI (mm) ± :



## Spesifikasi

- Rangka Utama
- Baskom
- Hendel
- Castor
- Berat Produk

- : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- : Terbuat dari stainless steel.
- Kapasitas maks. 7 liter/basin.
- : Terdapat di kedua sisi, berfungsi juga sebagai gantungan handuk.
- : Empat buah castor 2" swivel.
- : ± 4.88 kg.

## Harga

- Rp. 3.055.000,-

## YTB-01 DB



## Timbangan Bayi dan Anak Digital dengan Bluetooth

### Spesifikasi

- Fungsi : Mengukur Berat Badan Bayi dengan posisi terlentang dan Anak dengan posisi berdiri
- Layar : LCD Display
- Power : Tombol On/Off otomatis mati dalam waktu 4 detik
- Sumber Daya : Baterai AAA x 2
- Kapasitas : Baki terpasang 20 kg, Tanpa Baki sampai 100 kg
- Dimensi : 1. Baki : Panjang : 797mm, Lebar : 270mm, Tinggi : 89,79mm  
2. Timbangan : Panjang : 270mm, Lebar : 319mm, Tinggi : 72,87mm  
3. Timbangan dan Baki : Panjang : 797mm, Lebar : 335mm, Tinggi : 133,43mm  
4. Kelengkungan mangkuk timbang : L : 270mm, T : 60mm, R : 300mm
- Akurasi : 10 gram / 0,01 kg
- Mode Tombol : On : untuk menghidupkan layar  
Off : untuk mematikan layar  
Tare : reset button untuk mereset angka kembali ke angka nol  
Tombol Hold yang memungkinkan untuk menahan hasil pengukuran saat bayi bergerak
- Satuan Unit : kg , ib , st
- Berat Alat : 2,25 kg , Baki dengan Timbangan
- Garansi : 2 Tahun

### Harga

Rp. 2.635.000,-

## YTA - 03 DB



## Timbangan Dewasa dan Anak Digital dengan Bluetooth

### Spesifikasi


- Fungsi : Mengukur Berat Badan Dewasa dan Anak
- Layar : LCD Display
- Power : Auto On/Of
- Sumber Daya : Baterai AAA x 2
- Kapasitas : 180 kg
- Cover Mesin : ABS dengan bahan yang kokoh
- Kapasitas : 180 kg
- Dimensi : Panjang : 320mm , Lebar : 300mm, Tinggi :25,5mm
- Akurasi : 100 gram / 0,01 Kg
- Mode Tombol : On : untuk menghidupkan layar  
Off : untuk mematikan layar  
Tare : reset button untuk mereset angka kembali ke angka nol
- Satuan Unit : kg, lb, st
- Berat Alat : 2 kg
- Garansi : 2 Tahun

### Harga

Rp. 2.354.000 ,-

## Pengukur Tinggi Badan Dewasa dan Anak Manual

**YTD-03 M**



### Spesifikasi

- Fungsi : Mengukur Tinggi Badan Dewasa dan Anak
- Bahan tiang Plat Atas dan Penunjuk Pengukur : ABS
- Bahan tiang : Alumunium
- Skala Pengukuran : Maksimal 205 cm
- Dimensi : Panjang : 400mm , Lebar : 400mm , Tinggi : 2110mm
- Dimensi Base : Panjang : 400mm , Lebar : 400mm , Tinggi : 60mm
- Satuan Unit : mm ,cm
- Berat Alat : 3 kg
- Garansi : 2 Tahun


### Harga

Rp. 1.889.000,-



## Pengukur Panjang Badan Bayi Manual

**YPB-04 M**



### Spesifikasi

- Fungsi : Pengukur Panjang Badan Bayi
- Dimensi : P : 1240mm , L : 410mm , T : 180mm R : 60mm
- Bahan : ABS
- Skala Pengukuran : 0- 115 cm
- Angka Pengukuran : Manual
- Akurasi : 0,1 cm
- Satuan Unit : mm , cm
- Berat Alat : 3 kg
- Garansi : 2 Tahun

### Harga

Rp. 1.586.000,-





## Pengukur Lingkar Lengan Atas dan Lingkar Kepala

**YPK - 005**



### Spesifikasi


- Fungsi : Pengukuran Lingkar Lengan Atas, Lingkar Kepala Bayi, Lingkar Dada
- Bahan Pita : PE ( Poli Etilena )
- Bahan Cover Pita : ABS
- Skala Pengukuran : 5 - 150 cm
- Akurasi : 0,1 cm
- Satuan Unit : mm , cm
- Berat Alat : <1 kg
- Garansi : 2 Tahun

### Harga

Rp. 113.000,-

## PITA LILA

**YPL - 006**



### Spesifikasi

- Fungsi : Pengukuran Lingkar Lengan Atas Bayi dan Anak
- Bahan Pita : PE ( Poli Etilina )
- Skala Pengukuran : 6cm-35cm
- Dimensi : Warna Merah : 11,5cm  
Warna Kuning : 11,5 sampai dengan <12,5 cm  
Warna Hijau : > 12,5 cm
- Akurasi : 0,1 cm
- Satuan Unit : mm , cm
- Komposisi Set : 1. Usia Dewasa : 1 buah  
2. Usia Bayi 0-6 bulan : 1 buah  
3. Usia Bayi 6-59 bulan : 3 buah
- Garansi : 2 Tahun

### Harga

Rp. 175.000,-



## Tas Koper Eksklusif

### YTK-01



### Spesifikasi

- Bahan Material : 1680 Nylon Polyester
- Bahan Lapis Dalam : Oxford Polyester
- Bahan Webbing : Polyester
- Bahan Aksesoris : Buckel Acetal
- Ukuran : Panjang : 47cm , Lebar : 36cm , Tinggi : 66cm
- Fungsi : Untuk menyimpan Timbangan Bayi , Timbangan Anak dan Dewasa , Pengukur Lingkar kepala dan Pita Lila

### Harga

Rp. 1.488.000,-

## Tas Ransel Eksklusif

### YTR - 01



### Spesifikasi Ransel

- Bahan Material : Dinier 600
- Ukuran : Panjang : 66 cm , Lebar : 50cm , Tinggi : 35cm
- Komposisi : Didalam tas terdapat : Base, Slider, Batang Pengukur, Length Board, Waist Ruler, Pita Lila

### Harga

Rp. 112.000,-

### YTR - 02




### Spesifikasi Bag

- Bahan : Dinier 600
- Ukuran : Panjang : 47 cm , Lebar : 35cm , Tinggi : 16cm
- Komposisi : Didalam tas terdapat :  
Timbangan Bluetooth Digital Bayi dan Anak  
Timbangan Bluetooth Digital Dewasa dan Anak

### Harga

Rp. 112.000,-

### MWI-150



## Spesification

- Capacity : 150 L per cycle
- Type : Sterilization after Shredding
- Sterilization Temperature : 121-138°C/250-280°F\*
- Sterilization Pressure : 0.2-0.4Mpa/14.5-58Psi\*
- Microbial Inactivation : 8LOG10(99.9999%)
- Waste Volume Reduction : 80%
- Size : 3000x 1850x 2200 mm
- Net Weight : 2 ton
- Rated Power : 8 kw
- Cycle time : 30 min
- Daily Disposal waste : 0,5 ton
- Disposal waste capacity : 18 kg/cycle
- Suggested workshop size : 5x5x5 m

\*Sesuai Permen LHK No. 56 Tahun 2015  
dan PMK No.7 Tahun 2019

## Price

- MWI-150 Rp. 1.695.035.000,-

## MWI-200



## Spesification

• Capacity	:	200 L per cycle
• Type	:	Sterilization after Shredding
• Sterilization Temperature	:	21-143°
• Sterilization Pressure	:	1 to 3 bar
• Microbial Inactivation	:	Start Level IV
• Waste Volume Reduction	:	60% - 80%
• Size	:	2500x2200x2600 MM
• Net Weight	:	2,2 ton
• Rated Power	:	8 kw
• Cycle time	:	30 min
• Daily disposal waste	:	0,5 ton
• Disposal waste capacity	:	20 kg/cycle
• Suggested workshop size	:	10x6x3,5 m

\*Sesuai Permen LHK No. 56 Tahun 2015  
dan PMK No.7 Tahun 2019


**NST-602**
**NST-802**
**NST-804**
**NST-1002**
**NST-824**

## Spesifikasi

	<i>NST-602</i>	<i>NST-802</i>	<i>NST-804</i>	<i>NST-1002</i>	<i>NST-824</i>
Total Panjang	4.700 mm	5.100 mm	6.400 mm	6.600 mm	6.700 mm
Diameter ±	2.300 mm	2.300 mm	2.400 mm	2.300 mm	2.300 mm
Panjang ruang utama	3.100 mm	3.700 mm	4.100 mm	5.200 mm	(1) 4.100 mm (2) 2.300 mm
Panjang ruang darurat	1.500 mm	1.400 mm	2.300 mm	1.400 mm	1.800 mm
Volume ruang	19,5 m <sup>3</sup>	21,1 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>	27,4 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>
Tekanan desain	6 kg/cm <sup>2</sup>	6 kg/cm <sup>2</sup>	6 kg/cm <sup>2</sup>	6 kg/cm <sup>2</sup>	6 kg/cm <sup>2</sup>
Beban kerja	5 kg/cm <sup>2</sup>	5 kg/cm <sup>2</sup>	5 kg/cm <sup>2</sup>	5 kg/cm <sup>2</sup>	5 kg/cm <sup>2</sup>
Ukuran pintu	850x 1.700 mm	850x 1.700 mm	850x 1.700 mm	850x 1.700 mm	850x 1.700 mm
Kapasitas	6+2	8+2	8+4	10+2	8+4

**Price**

**OVIS-50 LPM**

Rp. 1.674.988.000

**OVIS-100 LPM**

Rp. 2.686.107.000

**OVIS-200 LPM**

Rp. 3.749.428.000

**OVIS-300 LPM**

Rp. 4.817.289.000

**OVIS-500 LPM**

Rp. 6.122.325.000



**Spesification**

	OVIS-50 LPM	OVIS-100 LPM	OVIS-200 LPM	OVIS-300 LPM	OVIS-500 LPM
Aliran per liter	50 LPM / 3 m <sup>3</sup> /h	100 LPM / 6 m <sup>3</sup> /h	200 LPM / 12 m <sup>3</sup> /h	300 LPM / 18 m <sup>3</sup> /h	500 LPM / 30 m <sup>3</sup> /h
Tegangan input	380V/ 3 phase	380V/ 3 phase	380V/ 3 phase	380V/ 3 phase	380V/ 3 phase
Frequensi input	50hz	50hz	50hz	50hz	50hz
Tekanan udara terkompresi	0.5 Mpa - 0.8 Mpa	0.5 Mpa - 0.8 Mpa	0.5 Mpa - 0.8 Mpa	0.5 Mpa - 0.8 Mpa	0.5 Mpa - 0.8 Mpa
Kemurnian Oksigen %)	approx 93% (+3%)	approx 93% (+3%)	approx 93% (+3%)	approx 93% (+3%)	approx 93% (+3%)
Tekanan keluar - (tanpa filling)	0.5 Mpa	0.5 Mpa	0.5 Mpa	0.5 Mpa	0.5 Mpa
- (dengan filling)	15 Mpa	15 Mpa	15 Mpa	15 Mpa	15 Mpa
Bed capacity	± 25 Bed	± 50 Bed	± 100 Bed	± 150 Bed	± 250 Bed



## Features

- Wall system – SteriPanel@ HPL
- Ceiling - System Metal Cassette Ceiling
- Peripheral LED white 60 x 60 DALI dimmable
- Laminar flow plenum box
- Return – Air Grill Corners Elemnet
- Sliding Door – Automatical 1400 mm
- Operating Theatre Touch Control Panel
- X-Ray Viewer
- Ceiling Pendant
- Medical Gas Wall Panel
- Electrical sockets Wall Panel
- Wall integrated Cabinet
- Dirt Hatch Pass Box

## Price

IMPORT		LOKAL
● Rp 8.279.863.000,-	● Rp 6.038.034.000,-	● Rp 4.499.929.420,-
● Rp 7.356.278.000,-	● Rp 5.971.493.000,-	● Rp 1.798.556.000,-
● Rp 6.984.402.000,-	● Rp 5.628.660.000,-	● Rp 3.453.129.000,-
● Rp 6.872.784.000,-	● Rp 5.541.936.000,-	● Rp 1.798.556.000,-
● Rp 6.963.689.000,-	● Rp 6.364.082.000,-	
● Rp 6.620.856.000,-	● Rp 5.992.206.000,-	
● Rp 6.534.132.000,-	● Rp 5.880.588.000,-	
● Rp 6.467.591.000,-	● Rp 496.098.000,-	
● Rp 6.124.758.000,-	● Rp 496.098.000,-	

# Laparoscopy Full Tower



**ACC**



**URO**



**LAP**



**ORL**



**ART**



**REP**



**GYN**



Rp. 1.765.000.000,-



**Co2  
insuflator**




Rp. 251.921.000

**Basket for  
Instrument**



Rp. 14.412.000

**Bipolar  
Instrument set**



Rp. 31.780.000

**Gynecology  
Instrument set**



Rp. 23.154.000

**Hand Instrument  
Laparoscopy**



Rp. 33.046.000

**Ligating & suturing  
Instrument set**



Rp. 41.884.000

**Suction  
Irrigation pump**



Rp. 57.236.000

**LCD Medical flat screen  
monitor 24"/61 cm**



Rp. 83.987.000

**Elektrosurgical  
unit 350 WATT**




Rp. 104.535.000

**Medicap  
USB 300**



Rp. 134.414.000

**Light Source  
xenon 300 A**



Rp. 131.514.000

**Endoscopy - Camera  
CMOS1-HD**

**Endoscopy - Camera  
CCD3-HD**



Endoscopy-Camera CMOS1-HD : Rp. 314.152.000,-  
Endoscopy-Camera CCD3-HD : Rp. 557.559.000,-

**Laparoscopy HD**



Rp. 194.051.000

**Hook & spatula  
Electrocode**




Rp. 6.281.000

**Operation  
Instrument**



Rp. 49.345.000

**Trocar  
system**



Rp. 38.301.000



## EXAMINATION LAMP

### EST - 3 LED



### Spesifikasi

- IP : IPX1
- Tegangan input : 110-220V ~ 50 /60Hz
- Daya lampu LED : 9W
- Temperatur warna : 6000±500K
- CRI : 80%
- Suhu lingkungan : 5°C-40°C
- Kelembapan : ≤ 85%
- Tekanan Atmosfer : 86.0-106kPa

### Price

- Rp. 5.508.000,-



## EXAMINATION LAMP

### EST - 7 LED



### Spesifikasi

- Kontruksi : Bongkar / pasang
- Rumah Lampu : Terbuat dari alumunium
- Tiang Atas : Terbuat dari pipa baja Ø 3/4"
- Tiang Bawah : Terbuat dari pipa stainless steel Ø 1"
- Kaki : Kaki bintang dan 5 roda Ø 2" terbuat dari plastik
- Kelistrikan : AC/DC Adapter Input 110-240V AC, Output 9V 5A 7LED 3V PCB LED mini
- Frekuensi : 50/60Hz
- Pengaturan Ketinggian : Pengaturan tinggi-rendah dengan mekanisme penguncian sekrup,
- Finishing : Powder coating & Poles
- Ukuran : 580 (Ø) x 1350-2550 (T) mm
- Ukuran Kemasan : 1220 (P) x 590 (L) x 220 (T) mm

### Price

- Rp. 8.996.000,-





## SURGICAL LAMP

### Ceiling Surgical Lamp 80 LED ( Button Switch) EST-80LED



### Spesifikasi

- Kontruksi : Bongkar / pasang
- Tiang Central Axis : Terbuat dari pipa baja, as baja, plat baja. Dirakit dengan proses pengelasan
- Lengan Lampu : Terbuat dari pipa persegi baja, as baja, plat baja. Dirakit dengan proses pengelasan Cover lengan lampu terbuat dari plastik.
- Pengaturan Lengan : Lengan Lampu dapat digerakkan secara manual 0-45° (vertikal)  
Lengan lampu dapat digerakkan secara manual 270° (horizontal)
- Box Kontrol / PWM : Terbuat dari plat aluminium casting.
- Rumah Lampu : Terbuat dari aluminium casting
- User Interface : Button Switch
- Tegangan / Daya : 220-240V AC / 167W
- Frekuensi : 50/60 Hz
- Intensitas Cahaya : 40.000 - 160.000 lux
- Temperatur Cahaya : 4.000 K
- Indek Rendering Warna : 98
- Masa Hidup : > 40.000 jam
- Ukuran : 1450-4090 (P) x 900 (T) mm

### Price

- Rp. 492.572.000,-



## SURGICAL LAMP

### Mobile Surgical Lamp 57 LED With Battery EST-57LED



### Spesifikasi

- Kontruksi : Bongkar / pasang
- Tipe : BES 207-57 MSL
- Tiang Atas : Terbuat dari plat baja, as baja Ø2", pipa baja Ø1 1/4"
- Tiang Penyangga : Terbuat dari pipa baja schdule Ø1 1/2" dengan pegangan terbuat dari plastik Dirakit dengan proses pengelasan
- Rumah Lampu : Terbuat dari aluminium.
- Rangka Bawah : Terbuat dari plat baja dilengkapi bumper pengaman dari karet. Dirakit dengan proses pengelasan
- Intensitas Cahaya : 40.000 - 80.000 lux
- Kelistrikan : Input 220VAC, Output 25W 2 Baterai ACCU untuk keadaan darurat (2 jam operasional)
- Frekuensi : 50/60Hz
- Roda : 4 roda 4", 2 roda dilengkapi dengan sistem rem
- Finishing : Powder coating
- Ukuran (Minimal) : 885 (P) x 665 (L) x 1740 (T) mm
- Ukuran (Maksimal) : 1680 (P) x 840 (L) x 2250 (T) mm

### Price

- Rp. 152.804.000,-





## INFANT INCUBATOR

**EST-103**



### Spesifikasi

- Layar : LCD touch screen
- Dimensi : (P) 102 x (L)60 x (T) 135 cm
- Kebutuhan Listrik : ~220V 50Hz
- Daya Pemanas : 550 VA
- Alarm Mode Suhu Udara : < 38.0°C
- Alarm Mode Suhu Servo : < 40.0°C Air temp
- Alarm Mode Temperatur Tinggi : < 40.0°C Air temp
- Alarm Mode Udara : ±3.0°C
- Alarm Mode Servo : ±1.0°C
- Fitur Opsional : - Hi-Low Function  
- Blue Light LED Phototherapy  
- Weight Scale 0.1 - 8 Kg

### Harga

- Rp. 342.147.000,-



## INCUBATOR SKIN SERVO

**EST-104**



### Spesifikasi

- Konstruksi : - Stainless steel hollow 25x25x1,2 mm  
- Ø pipa stainless 1" x 1,5 mm  
- Ø 1" x 1,5 mm  
- Ø 5/8 x 1,5 mm-  
- Plat, tebal: 1 mm  
- Akrilik, tebal: 5 mm, tebal: 3 mm  
Semua pilihan material berkualitas
- Base : Terbuat dari Akrilik dan Plat
- Matras : Kasur Busa semi latex dilapisi vynil, tebal 6 cm
- Finishing : Epoxy powder coating & polished
- Kotak : Akrilik 5 mm
- I.V Stand : Bahan Stainless steel berkualitas tinggi dengan 2 pegangan infus
- Roda : 4 pcs, terdiri dari 4 roda suppo, 2 diantaranya memakai safety lock
- Beban Maks : 8 Kg
- Aksesoris : Termometer, Higrometer, Tiang infus, Kasur, Irish Door
- Konsumsi Daya : Min 350 watt
- Daya : AC 220 Volt, 50/60 Hz
- Pengaturan Suhu : 1. 25 C-38 C Pengontrol profesional temperatur udara tinggi  
2. Dilengkapi buzer alarm pada suhu 38 C  
3. Incubator baby servo control skin sensordengan sistem alarm
- Dimensi : (P) 105 x (L) 65 x (T) 140

### Harga

- Rp. 93.109.000,-



**PT. KARYA PRATAMA**



**CDAKB**

**catalogue**



## INCUBATOR TRANSPORT

**EST-105**



### Spesifikasi

- Konstruksi : - Stainless Hollow  
- Plat tebal: 1mm.  
- Pipa Stainless 3/4x1.2,01 x1.2m,  
- Akrilik tebal: 5mm & 8mm.
- Material : Stainless Steel dan Akrilik 5mm & 8 mm
- Finishing : Epoxy powder coating
- Rel samping : Stainless steel & akrilik 5 mm
- Roda : 4 pcs, 2 diantaranya memakai safety lock
- Dimensi : (P) 95 x (L) 45 x (T) (106-140)cm/ 35 Kg
- Aksesoris : Matras, Termometer, Higrometer Gasspring 250 N
- Konsumsi Daya : 350 Watt & AC/DC 220 Volt, 50/60Hz
- Pengatur Suhu : 25 C-30 C Pengontrol profesional elektronik

### Harga

- Rp. 67.309.000,-



## INFANT WARMER SKIN SERVO

**EST-304**



### Spesifikasi

- Konstruksi : - Baja Hollow 240x80x1,5 mm, 40x20x1,2 mm,  
30x60x1,5 mm, 30x1,5x1,2 mm  
- Plat tebal: 1 mm.  
- Stainless steel.  
- P /oipa 5/8" x 1,5 mm  
- Akrilik tebal: 5 mm.  
- PVC tebal: 5 mm.  
Semua pilihan material berkualitas
- Base : Terbuat dari lembaran baja
- Matras : Kasur busa semi latex dilapisi flanel, tebal 8 cm
- Finishing : Epoxy powder coating.
- Rel samping : Stainless steel & akrilik 5 mm
- I.V Stand : Stainless steel berkualitas dengan 2 tiang infus
- Roda : 4 pcs, 2 diantaranya memakai safety lock
- Beban Maks : 10 Kg
- Dimensi : (P) 104 x (L) 60 x (T) 108
- Aksesoris : Termometer, Higrometer, Tiang infus, Matras, Kabinet
- Sumber Daya Listrik : AC 220 Volt, 50/60 Hz
- Konsumsi Daya : 600 Watt
- Pengaturan Suhu : 25 C-38 C Pengontrol temperatur udara tinggi


### Harga

- Rp. 74.038.000,-



## INFANT WARMER

**EST-305**



### Spesifikasi

- Layar : LCD layar sentuh
- fitur : - Sensor suhu servo kulit  
- Pra panas & konfigurasi manual  
- Pemanas Infrared Ceramic  
- Suction Pump Bayi  
- Tray untuk X-Ray Cassette dibawah tempat tidur  
- Tabung O2 (2pcs)  
- Tempat tidur resusitasi tilting  $\pm 12^\circ$   
- Heat Power & Skin Temp. Curve History
- Dimensi : (P) 120 x (L) 67 x (T) 175 cm
- Kebutuhan Listrik : ~220V 50Hz or ~230V 60Hz
- Konsumsi Daya : <800VA
- Mode suhu udara : 32°C ~37.5°C
- Alarm suhu berlebih : < 38.5°C
- Alarm suhu menyimpang :  $\pm 1.0^\circ\text{C}$
- Akurasi sensor kulit : <  $\pm 0.3^\circ\text{C}$
- Mattress temp. uniformity : < 2.0°C
- Tingkat Pemanasan : < 30min
- Waktu APGAR : 1 min, 5min, 10min
- Fitur opsional : - Electric Hi-Low Function  
- Blue Light LED Phototherapy

### Harga

- Rp. 258.014.000,-



## PHOTOTHERAPY LAMP

**EST-280**



### Spesifikasi

- Konstruksi : Bongkar / pasang
- Tiang Kaki : - Terbuat dari pipa stainless steel  $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ " pegangan kunci terbuat dari stainless steel, dilengkapi dengan gasspring.  
- Dirakit dengan proses pengelasan
- Rumah lampu : Terbuat dari plastik, dilengkapi dengan penguat dari plat baja T.3mm
- Rangka Bawah : - Terbuat dari plat baja, roda penghubung terbuat dari pipa baja persegi 30x30mm.  
- Dirakit dengan proses pengelasan.
- Kelistrikan : Konsumsi daya 120 watt / 220 V, Lampu LED blue light, pengatur waktu, 2 kipas ventilasi 12V DC.
- Roda : 4 roda 3", dua roda dilengkapi dengan sistem rem
- Finishing : Powder coating dan poles
- Ukuran : 840 (P) x 730 (L) x 410 -680 (T) mm
- Ukuran kemasan : 1400 (P) x 860 (L) x 270 (T) mm

### Harga

- Rp. 72.120.000,-



**PT. KARYA PRATAMA**



**CDAKB**

catalogue



## BABY INCUBATOR

### WY-2401



### WY-2402



- weight scale
- Adjust height unit
- Integrated O<sup>2</sup>

### Features

- Always the right climate
- Maximum hygiene
- Monitor / operator terminal  
Using the trend function, all values can be retracted and evaluated for the period of one week.
- Ergonomic design
- For passing tubes and cables numerous grommets are provided.  
For quick and spacious access to the patient all walls can be folded down with one hand and the canopy can be removed easily.
- Sturdy smooth double castors provide a stable position of the a steering lock which allows maneuvering around corners and furniture. Four bumpers protect the incubator, surrounding furniture and walls from potential damage.
- At the push of a bottom the patient pad can be adjusted into head-up or head-down position with an automatic stop in weighing position.
- Easy examination
- Continual adequate warming
- Built in convenient storage

### Price

- WY-2401 Rp. 454.815.000,-
- WY-2402 Rp. 640.604.000,-

## INFANT WARMER

### WY-3043 Alternatif



- reinmart O<sup>2</sup> blend
- storage built
- built in convenient storage

### WY-3043



### Features

- Gentle warming
- Homogeneous illumination
- Focus on the patient
- Swivelling radiant warmer
- Actively heated gel pad
- Sophisticated patient deck, functional wall assembly
- Gentle soft-lift height adjustment
- Easy change of location

### Price

- WY-3043 Alternatif Rp. 331.658.000,-
- WY-3043 Rp. 443.959.000,-



## USG (Ultra Sounografi)

### USG 2 Dimensi EST-301



### Spesification

- Layar : TFT-LCD 12,1 inch
- Power : 100V ~ 240V .50Hz ±31.8W
- Konektor : 2 Konektor
- I/O Port : USB, VGA, LAN/Ethernet, S-Video, Footswitch, Video Output Contrast, 8 segment TGC, eSRI (Speckle Reduction)
- Mode Tampilan : B, 2B, 4B, B+M, M, dan PW
- Baterai : Li-ion 5000 mAh
- Dimensi : 390 mm(P) x234 mm(L) x330 mm(T)
- Berat : 7.10 kg

### Price

- Rp. 128.500.000,-

## AUTOCLAVE STERILIZER

### EST-AS-16L



### EST-AS-25L



### Spesification

- Diameter Ruang : Ø 260 mm
- Panjang Ruang : 300 mm
- Kapasitas Ruang : 1. EST-AS-16L = 16 Liter  
2. EST-AS-25L = 25 Liter
- Keseluruhan : 1. EST-AS-16L = 525 (L) x 524 (P) x 425 (T) mm  
20.6 (L) x 20.6 (P) x 16.7 (T) In  
2. EST-AS-25L = 525 (L) x 786 (P) x 425 (T) mm  
20.6 (L) x 30.9 (P) x 16.7 (T) In
- Mode Sterilisasi :
  - ☒ Temperatur 121°C (249.8°F), Tekanan 1.05 kg/cm<sup>2</sup> (14.93lb/in<sup>2</sup>), Waktu sterilisasi 30 Min.
  - ☒ Temperatur 134°C (273.2°F), Tekanan 2.07 kg/cm<sup>2</sup> (29.44lb/in<sup>2</sup>), Waktu sterilisasi 15 Min.
  - ☒ Temperatur 121°C (249.8°F), Tekanan 1.05 kg/cm<sup>2</sup> (14.93lb/in<sup>2</sup>), Waktu sterilisasi 15 Min.
  - ☒ Temperatur 134°C (273.2°F), Tekanan 2.07 kg/cm<sup>2</sup> (29.44lb/in<sup>2</sup>), Waktu sterilisasi 4 Min.
- Tegangan/Daya : 1. EST-AS-16L = 220VAC / 1.5kW  
2. EST-AS-25L = 220VAC / 1.8kW
- Frekuensi : 50 ~ 60 Hz

### Price

- EST-AS-25L : Rp. 66.926.000,-
- EST-AS-16L : Rp. 69.390.000,-



## SAP-500

Capacity 196 L



### Features

- Independent Steam Generator  
Provides available steam for faster cycles
- Cycle Progress Indicator Light  
Displays continuous information about cycle progress
- Easily Accessible Emergency Stop Button  
Allows the operator to stop the cycle anytime
- Customized Cycles  
Ability to customize cycle parameter for user needs
- Special Liquid Program  
Spontaneous cooling system allows the sterilization of solutions in open bottles
- Various Accessories  
Optional trolley with loading plate, basket and plate set with frame at your choice

### Price

Rp. 647.428.000

## YCO-010

Capacity 110 L



### Features

- GEMMY Hot Air Oven is designed for general application in variety of baking, drying, conditioning, preheating, curing for dry content analysis, chemical resistance studies, glassware drying, dry sterilizer etc.
- Heavy-gauge glass fiber insulation sustains to prevent the heat loss and maximize energy efficiency.
- Comes with Double wall of exterior steel treated by powder coating ensures scratch free and corrosion free.
- The height of stainless steel wire-rod shelf is adjustable in order to meet the sample dimension.

### Price

Rp. 44.780.000

## Hot Air Sterilizer

## SA-300VF

Capacity 50 L



### Features

- Graduated sterilization timer
- Mechanical pressure control system n Pressure overload protection
- Overheat protection
- Emergency button

### Price

Rp. 127.000.000

## Autoclave Sterilizer With Pressure Control System

## SA-300VFA

Capacity 50 L



### Features

- Program selector
- Pressure overload protection
- Overheat protection
- Pressure auto door lock
- Emergency/reset buttons
- Liquid sterilization program
- Auto water fill (piped-in)

## Vertical Sterilizer 50L Automatic Drying

### Price

Rp. 217.950.000

# STERILISATOR

## SA-232



Capacity 16 L

### Spesification

- MODEL NO : SA-232
- CHAMBER SIZE : Stainless Steel #304 230mm x 400mm(D) (Approx)
- CHAMBER CAPACITY : APPROX 16 LITER
- OVERALL : 330mm(W) x 420mm(H) x 530mm(D) (Approx)
- POWER : 220V-240V / 0.9 KW (Max) / 4 A
- CONSUMPTION : 110V / 0.9 KW (Max) / 8A
- USING PRESSURE and : UNWRAPPED / WRAPPED / LIQUIDS
- TEMPERATURE : 122 C / 1.4 KG /CM
- DESIGN TEMPERATURE : 140 C
- SAFETY DEVICES : OVER HEAT (LOW WATER) CUT-OFF SWITCH  
SAFETY VALVE AND RELEASE VALVE  
EMERGENCY EXHAUST VALVE  
DOOR SAFETY HOLDER  
PRESSURE CONTROL SWITCH
- STANDARD : Stainless Steel #304 Sterilization Box / 1 pc
- ACCESSORIES : Stainless Steel #304 tray / 1 pc

### Price

Rp. 28.010.000

## SA-232X



Capacity 16 L

### Features

- \* INTERNAL PROGRAM design for your convenience choice:
- POLEAX series is the design with high performance, reliability and safety and easy operation
- WIDE RANGE USE : POLEAX Series sterilizers are suitable for wrapped / un-wrapped / liquid / utensils...etc. Widely used in dental clinic, Hospital, Ckinic and laboratories
- EASY MAINTENANCE : POLEAX series sterilizer are made by stainless steel #304 and the heater is made by stainless steel #316L so, it is easy to keep clean and maintain.
- The new standard sterilization technology have been achieved in terms of testing, certification and technical assistance.
- intelligent design sterilization programs, fully automatic and easy control.
- Automatic conhol hom heating-up - slerilization to time-off
- The entire sterilization process is continuously monitored by a microprocesso, indication system.
- The sterilization time start counting, when the chamber pressure ( temperature) arriving the point you set-up

### Price

Rp. 44.790.000

# VORTEX MIXER

## VM-300P



## VM-300



### Features

- Various speed control to the maximum of 3200rpm, provided gentle or vigorous vortexing.
- 2 interchangeable mixing head, ie. snap on the 26mm diameter rubber cup head for conventional single tube mixing, or a 3" diameter platform pad for multiple tubes and one flask mixing.
- 2-mode operation features "TOUCH" for intermittent operation, or "SWITCH" activated operation at the flip of a switch for continuous mixing.
- Stirring intensity can be controlled in "TOUCH" mode by applying the pressure to the mixing pad.
- User-friendly design capable of sustaining to prevent mixer from slipping and creeping due to vibration.

### Price

- VM-300P : Rp. 7.500.000
- VM-300 : Rp. 5.230.000



## TABLE TOP CENTRIFUGE

### PLC-05

(12 x 15ml)



### Features

- Intended use: "Class I" medical device. To provide a desired testing within 1000 – 4500 rpm to separate Red Blood Cell, Leucocytes, Plasma, Serum, platelet, urine etc
- The Best-Selling centrifuge at inexpensive price that everyone can afford
- Fixed-angle rotor features to collect sediment diagonally in the tubes. It creates the higher speed and RCF
- Speed regulated from 1000rpm to the maximum within 15 seconds

### Price

Rp. 10.030.000



## UNIVERSAL CENTRIFUGE

### PLC-025

(16tube x 15ml)



### Features

- Brush-less induction driven motor
- Choice of Swing-out rotor or Fixed angle rotor
- RPM / RCF conversion automatically
- Imbalance alarm & shutout
- Interlocking lid system
- Lid-open override device
- Automatic braking system
- Stainless steel interior chamber

### PLC-036H

(2,0ml x 24tube)



### Price

- PLC-025 : Rp. 40.470.000
- PLC-036H : Rp. 59.266.000

### PLC-066

(24tube x 5ml)



### Features

- Brushless drive motor, maintenance free, quiet use.
- Power stabilizer 88V ~ 264V preventing voltage surge accidently
- Power available from 100 ~ 240V, 50/60Hz
- Safety Lid locking system that can't be opened during spinning
- RPM / RCF convertible & displayed automatically
- QUALITY guaranteed

# ORBITAL SHAKER

## VRN-480



### Features

- Economical, yet designed for long-term uniform mixing. Intended use for mixing test solutions in micro- titration assays, also for use in hematology, urology or EIA/ELISA immunology. Applications for Alpha, Kline, Mazzini, Syphilis, Pregnancy, VDRL and other
- Textured non-slip rubber foam mixing pad holds various sizes of culture plates, flasks, and test tube racks by means of friction.
- Set speed from 75~250rpm. Also designed for fixed speed shaking at 130rpm or any values.
- Contoured platform allows VRN-210 to hold three 96-well micro-plates and 6 plates for VRN-200 and VRN-360
- Operate continuously or set time for intermittent shaking up to 60 minutes

### Price

Rp. 31.950.000

## VRN-360



### Features

- Economical, yet designed for long-term uniform mixing. Ideal for mixing test solutions in micro-titration assays, and also for use in hematology, urology, or EIA/ELISA immunology. Applications for Alpha, Kline, Mazzini, Syphilis, Pregnancy and others.
- Textured non-slip rubber foam mixing pad holds various sizes of printed well slides, culture plates, flasks, and test tube racks by means of friction.
- Set speed from 75 – 250rpm. Also designed for fixed speed shaking at 130rpm or any other values of fixed speed that can be selfadjustable.
- Lighted ON/OFF switch makes it easy to see if unit is operating.
- Contoured platform allows VRN-210 to hold three 96-well micro plates and six plates for VRN-200 and VRN-360.
- Operate continuously or set time for intermittent shaking up to 60 minutes.

## VRN-200



## VRN-210



### Price

- VRN-360 : Rp. 10.010.000
- VRN-200 : Rp. 7.760.000
- VRN-210 : Rp. 6.820.000



## ROLLER MIXER

VM-370



### Features

- GEMMY Roller Mixers have been designed with functions, reliability and safety in mind providing a gentle and quiet rocking and rolling mixing at a fixed speed of 40rpm
- The rocking and rolling action is motioned simultaneously by the built-in POM gears quietly and smoothly.
- 19mm diameter eccentric to produce 3-dimension rocking at both sides.
- Operates for continuous or set time for intermittent operation up to 180minutes with HOLD function
- Choice of 7 rollers or 5 rollers (VM-370B) to meet your requirements.

### Price

Rp. 16.482.000



## HAEMATOCRIT CENTRIFUGE

KHT-430B



KHT-410E



### Features

- Fast acceleration to max 12000 ~ 13000rpm (F-2415).
- Press toggle switch to brake within 15 – 20 seconds.
- Transparent viewer on top provides an easy investigation of rotor running. Includes a Reading scale as standard accessory
- Module microprocessor-based circuit board ensures excellent performance
- and easy for maintenance.

### Price

KHT-430B : Rp. 18.130.000

KHT-410E : Rp. 14.550.000



## ELECTROCARDIOGRAPH (ECG)

TRISMED Cardipia 400 H  
Electrocardiograph 400H



Connect Telemedicine



### Features

- 12/6/3-ch record and display
- ECG measurement and interpretation for pediatrics / adults
- 7" color LCD with touch screen
- High accurate ECG acquisition : 24 bits ADC (1.25  $\mu$ V/bit)
- HIS standard format: DICOM, HL7 aECG (XML), SCP, PDF and PNG
- Connectivity with PACS Server I TRISMED PCNet
- Data transfer interface: USB, Ethernet LAN, Bluetooth, WiFi
- Transfer real-time ECG signal to PC via LAN / WiFi
- Connection to external Printer, Barcode or Magnetic Card Reader
- Data memory : Internal (4,000 records), optional SD or USB memory
- Stress ECG system interface
- Complied with latest safety requirement
- Channel 6 ch
- Interpretive
- Soft data support

### Price

Rp. 45.900.000



PT. KARYA PRATAMA



CDAKB

e catalogue

\*untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk

## SLIT LAMP

### Esl-7800



### Features

- Type : Galileo magnification changer with converging
- Model of magnifying : 5 steps by drum rotation
- Eyepiece : 12.5X
- Total magnification rate : 6x 10x 16x 25x 40x
- (Field-of-view) : (33mm)( 22.5mm)( 14mm)(8mm)( 5.5mm)
- Range of P.D. adjustment : 55mm to 75mm
- Diopter adjustment : -5D to +3D

### Price

- Rp. 91.603.000,-



## AUTOREFRACTOR/KERATOMETER



### Features

- Auto Refractor/Keratometer
- Auto-Shoot Programming
- IOL Mode
- Wide Dioptric Measurement Range
- Illumination Mode
- Easy Network Capability
- Accurate Iris and Pupil Measurement
- Simple and Convenient User Environment
- Ergonomic Joystick
- Motorized Chin Rest
- High-Speed Printer
- Auto Paper Cut





# ELECTROCARDIOGRAPH (ECG)

## CARDIPIA 800



### Features

#### CARDIPIA 800 Electrocardiograph 812 RSH

- 812RH + Stress ECG interface
- Channel 12/6 ch
- Soft data support

#### CARDIPIA 800 Electrocardiograph 812 RH

- 812NH + Interpretive
- Channel 12/6 ch

#### CARDIPIA 800 Electrocardiograph 800 H

- Stress ECG interface
- Channel 12/6/3 ch

#### CARDIPIA 800 Electrocardiograph 812 NH

- Non - Interpretive
- Channel 12/6 ch

### Price

• 800 H	Rp. 74.796.000,-
• 812 RSH	Rp. 69.360.000,-
• 812 RH	Rp. 52.020.000,-
• 812 NH	Rp. 47.685.000,-



# PATIENT/BEDSIDE MONITOR

## F-15 (15 inches)

## F-5 (12.1 inches)



### Features

- 15" color TFT LED screen supports display 9~13 waveforms, support HDMI output
- Support 7 channel ECG waveform display simultaneously
- Newly advanced ARM A8 microcontroller, calculating speed is 4 times faster than traditional products
- Generate ID automatically when register a new patient and complete patient information management. Support medical history search by patient ID, name and mobile number
- Support data control / input by mouse / keypad
- Three-level acousto-optic alarm and support alarm review.
- Multi-display mode to meet different clinical requirement, standard interface, big font, OxyCRG, trend graph, NIBP review and full leads ECG interface.
- 21 types of Arrhythmia analysis and real-time S-T segment analysis and pacemaker detection
- Suitable for monitoring adult, pediatric and neonatal patient
- Support online software upgrading by net/USB
- Support wired/ wireless CMS based on TCP/IP (built-in WIFI module)

### Price

• F-5	Rp. 30.235.000,-
• F-15	Rp. 25.938.000,-



# SUCTION PUMP

## KMN-305



### Fitur

- Dilengkapi dengan kontrol knob untuk mengatur tinggi rendahnya kemampuan hisap vacuum.
- Dilengkapi dengan 2 botol Polycarbonat (PC) ukuran 300mL dengan fitting untuk mencegah overflow.
- Untuk pergantian dari satu botol ke botol lainnya menggunakan control valve.
- Vacum gauge internal 0-760mmHg.
- Dilengkapi dengan footswitch yang waterproof.
- Memiliki 4 roda dengan 2 roda dilengkapi pengunci.
- Suction tubing dan bottle yang autoclavable dan dapat digunakan kembali.
- Dilengkapi dengan filter dan katub yang berfungsi untuk mencegah cairan masuk ke motor.
- Dimensi: 630 x 385 x 850 (W.D .H)
- Material dari stainless steel dengan powder coating.



PT. KARYA PRATAMA



CDAKB





DOCTOR'S FRIEND

### DF-506K



DOCTOR'S FRIEND

## DESKTOP SUCTION (ASPIRATOR)

### Features

- The outer shell is made by ABS plastic injection.
- It features with piston oil-less vacuum pump.
- Low noise, no smell and easy to maintenance.
- Easy to transport and lift due to carrying handle.
- The PC collection bottle may prevent high heat and also autoclavable.
- The capsule shaped floating control may fully prevent overflow by any angles, and

**Price** Rp 27.537.000

### DF-750



DOCTOR'S FRIEND

## PORTABLE SUCTION UNIT

### Features

- The Vacuum gauge is used to show the suction power, so users can easily read it.
- The suction tube directly connects to the suction bottle, so users can easily wash it. It's sanitary & safe.
- The handle attached to the suction bottle makes users easily lift and wash it.
- 360° Individual brake wheel features easy movement and high safety.
- The fastening rack installed at the side makes the suction tube be easily put.
- Surgical suction: Its smaller caliber is suitable for general vacuum
- Obstetrical suction: Its bigger caliber is suitable for artificial abortion. Smaller caliber can be also used to suck baby out

**Price** Rp 10.742.000

### DF-500



DOCTOR'S FRIEND

## GASTRIC THORACIC DRAINAGE PUMP

### Features

- The DOCTOR'S FRIEND gastric-thoracic drainage mobile pump is engineered to provide suction by alternating the expansion and contraction of air within a cylinder at regular intervals.
- The digital timer adopts micro computer programming design and large display for easy reading and simple operation, while old-state controls help to assure mild suction.

### Standard Accessory

1. Suction tube (120 cm) : 2pcs
2. Filter (L) : 2pcs
3. Fuse : 2pcs
4. Two-way adapter : 1pcs

**Price** Rp 60.855.000

**PT. KARYA PRATAMA**



**CDAKB**

e catalogue  
making it easy to find what you need

\*untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk



## INFUSION PUMP

### EST 01-IP



### Spesifikasi

- Spesifikasi infus : 10-60 tetes /ml
- laju infus : 0.1-2000 ml /j , laju minimum 0.01 ml/j  
< 100ml/j, laju 0.01 ml/j  
< 1000ml/j, laju 0.1 ml/j  
< 1000ml/j, laju 1 ml/j
- Akurasi Infus : <= +/- 5%
- Laju tetesan : jangkauan tetesan infus 10-60 tetes/ml, laju tetes 1-2000 tetes/ menit, laju tetes 1 tetes/ menit
- Laju bolus : 0.1-2000ml /j, laju minimum 0.01ml,j  
< 100ml/j, laju 0.01 ml/j  
< 1000ml/j, laju 0.1 ml/j  
< 1000ml/j, laju 1 ml/j
- VTBI : 0-9999.99ml, laju minimum 0.01 ml
- Total volume infus : 0-9999.99m
- Laju KVO : 0-5ml/j, laju minimum 0.01ml/j.
- Jangkauan waktu : 1d-99j-59m-59d
- Acti agentia : 0.01-9999
- Volume : 0.01-9999 ml
- Cone : 0.01-99999
- Laju dosis : 0.01-999
- Dimensi : 131.5\*90\*138 mm ( Tanpa klem pengencang,tanpa kait sensor tetesan)
- Layar : 4.1 inci layar TFT berwarna
- Daya DC : DC 10-16V, 0.94-1.5A

**Price** •Rp. 26.923.000,-



## SYRINGE PUMP

### EST 01-SP



### Spesifikasi

- Alat suntik kompatibel : 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50160ml
- Akurasi Sistem : ±2%
- VTBI : 0-9999ml, laju minimum 0.01ml
- Rentang waktu : 1 menit - 99 jam 59 menit
- Dimensi : 394(L) \* 90(T) \* 123(P) mm
- Berat : ± 2kg
- Sumber daya AC : 100-240V 50/60Hz
- Spesifikasi Baterai : Tipe: DC 203  
Spesifikasi : 11.1V 2600mAh  
Waktu pengisian daya : 5 Jam alat nonaktif  
Waktu kerja : 12jam (baterai baru terisi penuh suhu lingkungan 25 c dan rentang laju 5ml/j)

**Price** Rp. 34.062.000,-

## Eye-Level Mechanical Physician Scales 2391



### Features

- The dual-reading, die-cast aluminum on black insert weighbeam is easy to read and makes weighing simple and fast.
- An important aid for the elderly or weak individual.
- Models with this feature listed below.
- Measured in inches and centimeters: 30-78 inches and 76-200 centimeters.
- Two rear wheels allow easy transport.
- Slip-resistant platform cover that may be removed for easy cleaning.
- Two rear wheels allow easy transport.
- Both the nurse and patient can view the weight at the same time since it is imprinted on both sides.
- Mild steel with powder coat paint finish.

### Price

- Rp. 9.894.000,-

## PROHEALTH Dial Scales D1130K



### Features

- Slim, low-profile design, economical pricing, and non-skid vinyl.
- The large 7-inch-diameter dial allows for easy readability even for tall people.
- Both pounds/kilograms and kilograms-only versions are available.
- Feature adjusting scroll to set the zeropoint and balance.
- Spacious platform accomodates large shoe sizes.

### Price

- Rp. 2.642.000-

## Desk Model Aneroid Sphygmomanometer



### Spesification

- Accuracy :  $\pm 3$  mmHg
- Material : Chrome-plated zinc alloy (housing), PMMA (lens), stainless steel (Gauge clip)
- Scale : 0 – 300 mmHg with 2 mmHg minor graduation
- Durability :  $\pm 3$  mmHg throughout the pressure range after 10,000 alternating pressure cycles
- Faceplate : Black scale with EvoPlusmed logo
- Cuff (Manset) : Nylon
- Material bulb : Natural latex or synthetic latex
- Size : Adult, infant, child, large adult

### Price

- Adult+Child : Rp. 987.000,-
- Adult : Rp. 899.000,-
- Infant : Rp. 899.000,-
- Child : Rp. 899.000,-
- Large Adult : Rp. 899.000,-

## Light Aneroid Sphymomanometer



### Spesification

- Accuracy :  $\pm 3$  mmHg
- Material : Material: Chrome-plated zinc alloy (housing), PMMA (lens), stainless steel (Gauge clip)
- Scale : 0 – 300 mmHg with 2 mmHg minor graduation
- Durability :  $\pm 3$  mmHg throughout the pressure range after 10,000 alternating pressure cycles
- Faceplate : Black scale with EvoPlusmed logo
- Cuff (Manset) : Nylon, Colourful
- Material bulb : Natural latex or synthetic latex
- Size : Adult, infant, child, large adult

### Price

- Adult : Rp. 320.000,-
- Infant : Rp. 320.000,-
- Child : Rp. 320.000,-
- Large Adult : Rp. 320.000,-

## Mobile Model Aneroid Sphygmomanometer



### Spesification

- Accuracy :  $\pm 3$  mmHg
- Scale : 0 – 300 mmHg with 2 mmHg minor graduation
- Cuff (Manset) : Nylon
- Material bulb : Natural latex or synthetic latex
- Trolley : Five caster wheels, 8 ft, black or white
- Bracket : Black
- Size : Adult, infant, child, large adult

### Price

- Adult : Rp. 2.793.000,-
- Infant : Rp. 2.793.000,-
- Child : Rp. 2.793.000,-
- Large Adult : Rp. 2.793.000,-

## Wall Model Aneroid Sphygmomanometer



### Spesification

- Accuracy :  $\pm 3$  mmHg
- Material : Chrome-plated zinc alloy (housing), PMMA (lens), stainless steel (Gauge clip)
- Scale : 0 – 300 mmHg with 2 mmHg minor graduation
- Durability :  $\pm 3$  mmHg throughout the pressure range after 10,000 alternating pressure cycles
- Faceplate : Black scale with logo
- Cuff (Manset) : Nylon
- Material bulb : Natural latex or synthetic latex, Black
- Size : Adult, infant, child, large adult

### Price

- Adult : Rp. 899.000,-
- Infant : Rp. 899.000,-
- Child : Rp. 899.000,-
- Large Adult : Rp. 899.000,-

## VICOM BX.U.S CARDIOLOGY STETHOSCOPE



### Spesifikasi

1. Material chest-piece : Stainless steel, Dual Chesctpiece
2. Dimensi :
  - a. Diameter membran : 48 mm; Tunable diaphragm
  - b. Diameter bell : 36 mm
  - c. Panjang keseluruhan : 700 mm
3. Persyaratan fisik : Latex free

**Harga** : Rp. 579.000,-

## VICOM BX.U.S CLASSIC STETHOSCOPE



### Spesifikasi

1. Material chest-piece : Stainless steel
2. Dimensi :

ADULT a. Diameter membran : 48 mm  
b. Diameter bell : 36 mm  
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

CHILD a. Diameter membran : 36 mm  
b. Diameter bell : 28mm  
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

INFANT a. Diameter membran : 28 mm  
b. Diameter bell : 24 mm  
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

3. Persyaratan fisik : Latex free

### Harga

Rp. 440.000,-

Rp. 440.000,-

Rp. 440.000,-

## VICOM BX.U.S DELUXE STETHOSCOPE



### Spesifikasi

1. Material chest-piece : Anodised Aluminium
2. Dimensi :

ADULT a. Diameter membran : 48 mm  
b. Diameter bell : 36 mm  
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

CHILD a. Diameter membran : 36 mm  
b. Diameter bell : 28mm  
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

INFANT a. Diameter membran : 28 mm  
b. Diameter bell : 24 mm  
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

3. Persyaratan fisik : Latex free

### Harga

Rp.220.000,-

Rp.220.000,-

Rp.220.000,-

## VICOM BX.U.S LIGHT STETHOSCOPE



### Spesifikasi

1. Material chest-piece : Chromium-plated brass
2. Dimensi :

ADULT a. Diameter membran : 48 mm  
b. Diameter bell : 36 mm  
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

CHILD a. Diameter membran : 36 mm  
b. Diameter bell : 28mm  
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

INFANT a. Diameter membran : 28 mm  
b. Diameter bell : 24 mm  
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

3. Persyaratan fisik : Latex free

**YPB-101**



**Spesifikasi**

- Dimensi : 750 x 750 x 620 mm
- Material : Stainless Steel 304 Plate 1.2mm Mirror
- Daya : 350W / 220V / 1 Phase
- Windows : 2 Side Tempered Glass 6mm Thickness
- Operating : Electric Interlock Magnetic
- Timer UV
- Sterilizing : UV Lamp Germedical Bacterial
- Indicator : LED Power Indicator, LED UV Indicator  
LED Interlock Indicator
- Material : Stainless Steel 304 Plate 1.2mm Hairline
- Windows : 2 Side Standard Glass 6mm Thickness

**YSS-101**




**SCRUB STATION 2 PERSON**

**Spesifikasi**

- Material : Stainless Steel Plate 304 1.2mm
- Dimensi : L 1400 x D 600 x H 950 mm
- Operating : Water Spout Sensor + Manual Knee Pad  
Soap Spout Sensor + Manual Knee Pad
- Sterilizer : UV Sterilizer 8 gbm 2x30 W  
Internal Water Heater
- Filtering : Filter Tube 2 pcs. 1-0.5 Micron
- Hour Meter : Digital Hour Meter Usage
- Daya : 2200W / 220V-AC / 50Hz
- Indicator : LED Power Indicator, LED Heater Indicator

**YXR-101**



**X-RAY FILM VIEWER – DOUBLE SCREEN**

**Spesifikasi**

- Material : Stainless Steel Plate 304 1.2mm
- Dimensi : H 500 x W 920 x D 400 mm
- Operating : Automatic Power Switch
- Illuminating : Touch Panel Screen Brightness
- Lighting : LED injection Lamp 200W
- Daya : Power Adapter 20A / 12V / DC





## VACCINE STORAGE

**EST-VS 150 F**

**EST-VS 330 F**

**EST-VS 210 F**



### Spesifikasi

- Konstruksi : Lembaran Baja, ABS
- Tipe Pintu : Pintu Single
- Finishing : Epoxy powder coating
- Konsumsi Daya : 116 Watt
- Dimensi
  - **EST-VS 150 F** : (p) 65 x (l) 78 x (t) 87 cm
  - **EST-VS 210 F** : (p) 65 x (l) 78 x (t) 87 cm
  - **EST-VS 330 F** : (p) 65 x (l) 78 x (t) 87 cm
- Kapasitas
  - **EST-VS 150 F** : 150 L
  - **EST-VS 210 F** : 210 L
  - **EST-VS 330 F** : 330 L
- Kisaran Suhu : -25~8°C
- Pendingin : R600a
- Dilengkapi : kontrol suhu digital, Baskets, roda, Pengaman & drainase

### Harga

- EST-VS 150 F : Rp. 58.558.000,-
- EST-VS 210 F : Rp. 72.356.000,-
- EST-VS 330 F : Rp. 84.696.000,-



## VACCINE REFRIGERATOR

**EST-378 VR**



### Spesifikasi

- Konstruksi : Lembaran Baja, ABS
- Tipe Pintu : Pintu Single
- Finishing : Epoxy powder coating
- Konsumsi Daya : 116 Watt
- Dimensi
  - **EST-VS 150 F** : (p) 65 x (l) 78 x (t) 87 cm
  - **EST-VS 210 F** : (p) 65 x (l) 78 x (t) 87 cm
  - **EST-VS 330 F** : (p) 65 x (l) 78 x (t) 87 cm
- Kapasitas
  - **EST-VS 150 F** : 150 L
  - **EST-VS 210 F** : 210 L
  - **EST-VS 330 F** : 330 L
- Kisaran Suhu : -25~8°C
- Pendingin : R600a
- Dilengkapi : kontrol suhu digital, Baskets, roda, Pengaman & drainase

### Harga

Rp. 39.264.000,-



**PT. KARYA PRATAMA**



**CDAKB**





## BLOOD BANK REFRIGATOR

### EST-103 BBR



#### Spesifikasi

- Kontruksi : Lembaran baja Lembaran stainless steel
- Rak : 5 multi rak, dapat disesuaikan
- Kisaran Suhu : 4 +
- Kapasitas : 360L
- Sumber Daya Listrik : 220V/50Hz
- Bahan isolasi : Cyclopentane
- Pendingin : 404A
- Input Daya : 400W
- Dimensi : (L) 68 x (P) 79 x (T) 175

#### Harga

Rp. 202.484.000,-



## PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR SINGLE

### EST-102 PRS



#### Spesifikasi

- Konstruksi : Lembaran Baja, Lembaran Stainless Steel, Kaca
- Rangka : Terbuat dari lembaran Baja
- Finishing : Epoxy powder coating & polished
- Rak : 4 multi rak yang dapat disesuaikan
- Suhu : 2°C-8°C
- Catu Daya : 220-240V, 50 / 60 Hz, Max. 230 Watt
- Dimensi : (P) 62 x (L) 61 x (T) 195 cm
- Kapasitas : 380 Liter
- Dilengkapi : Pintu dilengkapi handle dan pengunci untuk keamanan, rak dapat dilepas dan dipasang

#### Harga

Rp. 84.360.000,-



PT. KARYA PRATAMA



CDAKB



**Features**

- Assistant console with glass keyboard and capacitive touch technology mounted on a double articulated arm
- Multifunction control panel with capacitive touch technology, encapsulated glass display and painted on polyurethane surfaces.
- Operator console equipped to accommodate 6 instruments, with extra-long hoses, in the SPRIDO (top delivery) or hanging hoses version.
- Headrest with rotation on three axes
- Syncro chair with synchronized movement of the seat and footrest in seamless skay medical leather and soft comfort padding
- The hydro unit is integral with chair and has a practical slide opening ; the cuspidor rotates to 180° and is removable and autoclavable

**Standard**



BRUSHLESS  
INDUCTION ELECTRIC  
MICROMOTOR



STAINLESS  
STEEL  
SYRINGE



FIBRE OPTIC  
MIDWEST  
TURBINE OUTLET



SUCTION  
CANNULAS



HALOGEN EDI  
FARO OPERATOR  
LAMP



MULTI-FUNCTION  
FOOT PEDAL



**K-808**

**Features**

- LED
- There is control panel
- Removable glass cuspidor can be rotated



## IZ-150AM Portable Smoke Fog



### Spesification

- Power of Operating : 18,6 kw/25,4 hp/16.100 Kcal/H
- Weight : 9 kg
- Proper Voltage : DC6V
- Chemical Tank Capacity : 6,5 l
- Fuel Tank Capacity : 1,5 l
- Fuel Consumption : 1,2 l/H
- Spouting Chemical Quantity : 20 l/H (Max 60 l/H)
- Cooling System : air-cooled
- Spouting Particle Size : 5-30 M

## IZ-224(H) Knapsackpower Sprayer



### Spesification

- Dimention L x W x H: 480 x 330 x 640 mm approx.
- Chemical tank capacity: 25 L
- Fuel consumption: 0.55 L
- Suction pump: 7.1 L/min.

## AE-20N Electric Sprayer



### Spesification

- Dimention L x W x H: 210 x 320 x 570 mm approx.
- Chemical tank capacity: 20 L
- Pump Type: Diapharagm type
- Flow rate pump: Hight 1.4 L/min, low 1.0 L/min

## KMN - 150



### Spesifikasi

- Dimensi Tinggi x lebar x Panjang Berat : 330 x 220 x 1.200 mm 9 kg
- Kapasitas tangki chemical : 6 L
- Kapasitas tangki bahan : 1.5 L
- bakar Konsumsi bahan bakar : 1.2 L/h
- Kapasitas kerja droplet : 20l/jam/ max 60 L/jam
- Sistem pendingin : Air cooled
- Ukuran partikel droplet : 5-30 micron

### Konsumsi listrik

- Operational: 18.6 kw, 2 5.4 hp, 16, 1 OOKcal/h
- Voltage: DC6V

### Feature

1. Didesain dengan dua tujuan penggunaan yaitu sebagai asap dan fogging.
2. Produk sangat praktis dalam penggunaannya.
3. Tersedia hanya untuk star manual.
4. Materialnya terbuat dari logam ringan.
5. Pipa terbuat dari stainless yang anti karat.
6. Mesin yang sangat kuat.
7. Droplet dengan ultra partikel ukuran 5-3011.

### Tujuan dan penggunaan

#### Fog

1. Tangki Chemical: Air+spouter+chemical (ratio 100:20: 1 ).
2. Tangki bahan bakar: Gasoline / petrol
3. Digunakan untuk mencegah hama pada tanaman seperti padi, gandum, teh, sayuran, kapas, tebu, dll.

#### Asap

1. Tangki chemical: Disel+chemicals (standar ratio 50: 1 dapat diubah tergantung chemical yang digunakan).
2. Tangki bahan bakar: Gasoline/petrol.
3. Mencegah epidermik, memusnahkan hama, mensterilkan kandang sapi dan habitat hama.

### Harga

Rp. ? ,-





## ECG ELECTRODE

### VICOM BX US ECG ELECTRODE



**Price**  
Rp. 154.000,-



VICOM BX US ECG ELECTRODE  
Non Woven, Adult, Dia 55mm LT-301



**Price**  
Rp. 154.000,-



VICOM BX US ECG ELECTRODE  
Foam, Adult, Dia. 55mm  
LT-301



## GLOVES

### STERILE LATEX SURGICAL POWDERED EXAMINATION GLOVES



### TYPE

6,5

7


7,5

8

**Price**  
Rp. 347.000,-




## SURGICAL MASK



**TKDN**

SURGICAL MASK  
3 ply Tie-ON

**Harga**  
Rp. 17.000,-



SURGICAL MASK  
3 ply With Loop

**Harga**  
Rp. 17.000,-

**Urine Bag 2000ml**



**Spesifikasi**

- Volume 2000ml
- Terbuat dari material PVC
- Panjang inlet 100cm
- Kemasan plastic LDPE
- Outlet pembuangan T-Valve
- Accessories hanger 1set/tanpa hanger
- Tersedia katup anti reflux
- 1 karton isi 100pcs
- Sterilisasi EO

**Harga**

With Hanger	Rp 7.100
Non Hanger	Rp 6.500

**Non Rebreathing Mask**



**Spesifikasi**

- Terbuat dari bahan PVC Medical Grade
- Tersedia 4 ukuran : Adult Elongated (XL), Adult Standard (L), child Elongated (M), child Standard (S)
- Panjang tubing 2 meter
- Tubing berbentuk bintang, menjamin udara tetap lancar
- Warna Mask Hijau
- Kemasan Satuan Plastik LDPE
- Kemasan Karton isi 100pcs

**Harga**

Rp. 19.400,-

**Oxygen Mask**



**Spesifikasi**

- Terbuat dari bahan PVC Medical Grade
- Tersedia 4 ukuran : Adult Elongated (XL), Adult Standard (L), child Elongated (M), child Standard (S)
- Panjang tubing 2 meter dengan warna hijau
- Tubing berbentuk bintang, menjamin udara tetap lancar
- Warna Oxygen Mask Hijau
- Kemasan Satuan Plastik LDPE
- Kemasan Karton isi 100pcs

**Spesifikasi**

- Terbuat dari bahan PVC Medical Grade
- Tersedia 4 ukuran : Adult Elongated (XL), Adult Standard (L), Pediatric Elongated (M), Pediatric Standard (S)
- Panjang tubing 2 meter
- Volume Nebulizer 6cc
- Tubing berbentuk bintang,menjamin udara tetap lancar
- Warna Mask Hijau/ Transparan
- Kemasan Satuan Plastik LDPE
- Kemasan Karton isi 100pcs

**Harga**

Rp. 20.400,-

**Nebulizer Mask**



**Nasal Oxygen Cannula**



**Spesifikasi**

- Tersedia dalam 4 ukuran: Dewasa, Anak, Balita dan Bayi
- Panjang Tubing Starlumen 2 meter
- Panjang Tubing Nasal Tip 50 cm
- Desain bagian dalam tubing berbentuk bintang
- Kemasan satuan menggunakan plastic LDPE
- Kemasan Karton isi 100pcs

**Harga**

Dewasa	Rp	7.100
Anak	Rp	7.500
Balita	Rp	7.500
Bayi	Rp	7.500

**Infusion Set**



With Needle


**Spesifikasi**

- Type Y connector
- Panjang inlet 1.5m
- Dilengkapi dengan air vent,
- Luer lock
- Kemasan sterile papper
- 1 karton isi 100pcs

**Harga**

Non Neddle ( Adult )	: Rp. 7.500,-
With Neddle ( Adult )	: Rp. 7.500,-

**Suction connecting**



with Yankauer

**Spesifikasi**

- Selang bergaris mencegah terjadinya kink
- Panjang selang 3 meter
- Diameter 6.6x9mm
- Kemasan steril papper
- 1 karton isi 50pcs

**Harga**

Standard	: Rp. 23.600,-
With Yankauer	: Rp. 28.100,-

**Safety Box**



**Spesifikasi**

- Terbuat dari bahan duplex + craft
- Volume 12,5 L, 8 L, 5 L, 2,5 L
- Kemasan Tali + pembungkus kertas craft
- Dilengkapi dengan tali sebagai pengait
- Dilengkapi dengan plastic sebagai pelapis bagian dalam
- Kemasan isi 50pcs

**Harga**

2,5 L	: Rp. 14.900,-
5 L	: Rp. 18.600,-
8 L	: Rp. 27.500,-
12,5 L	: Rp. 30.000,-



## Instrument Set

NO	NAMA	HARGA
1	Vena Section Set	Rp 9.705.000
2	Instruments Implant	Rp 8.191.000
3	Instruments set (General Examination of Health Center)	Rp 14.145.000
4	INSTRUMENTS SET (Mobile Health Center)	Rp 15.816.000
5	OSCILATING PLASTER SAW SET	Rp 39.546.000
6	Plastic Surgery Set	Rp 87.548.000
7	ORTHOPAEDIC SET	Rp 222.999.000
8	IUD SET	Rp 13.845.000
9	Bandage Instrument Set	Rp 2.735.000
10	Instrument Suture Set.1	Rp 1.880.000
11	Partus Set	Rp 17.313.000
12	Laparotomy Set	Rp 86.591.000
13	Major Basic Set	Rp 67.472.000
14	LUMBAL FUNCTION SET	Rp 7.000.000
15	TONOMETER SET	Rp 4.711.000
16	DENTAL INSTRUMENT SET	Rp 802.000
17	SUTURE SET.5	Rp 1.092.000
18	INSTRUMENTS SET - EMERGENCY SURGERY	Rp 35.484.000
19	Episiotomy Set	Rp 5.917.000
20	Dilatation & Curretage Abortus Set	Rp 31.577.000
21	Dilatation & Curretage Set	Rp 12.986.000
22	Tracheotomy Set	Rp 7.837.000
23	INTUBATION SET	Rp 12.117.000
24	CURRETAGE SET	Rp 9.916.000
25	HECTING SET	Rp 5.651.000
26	WSD set	Rp 11.806.000
27	Instrument Suture Set.2	Rp 1.739.000
28	SUTURE SET.3	Rp 1.901.000
29	Instrument Suture Set.4	Rp 1.739.000
30	SUTURE SET.6	Rp 1.072.000
31	Sectio Caesarian Set	Rp 58.387.000
32	Mother Health Examination Instrument Set	Rp28.556.000
33	Obstetry & Gynecology Instruments Set	Rp 60.681.000
34	Instruments Set Auxiliary Health Center	Rp 13.563.000

## Instrument Satuan

NO	NAMA	NO KATALOG	HARGA
1	SCALPEL handle No. 3, 12,0 cm	010-200-003	Rp83.000
2	SCALPEL Handle No. 4, 12,0 cm	010-210-004	Rp83.000
3	"SCALPEL Handle No. 3 + 4, double-ended 16,0 cm"	010-212-034	Rp261.000
4	SCALPEL Handle No. 7, 16,0 cm	010-220-007	Rp198.000
5	SURGICAL SCISSORS bl/bl straight 14,5 cm	012-100-145	Rp242.000
6	SURGICAL SCISSORS bl/bl straight 15,5 cm	012-100-155	Rp286.000
7	SURGICAL SCISSORS bl/bl straight 16,5 cm	012-100-165	Rp329.000
8	SURGICAL SCISSORS bl/bl straight 18,5 cm	012-100-185	Rp417.000
9	SURGICAL SCISSORS bl/bl curved 14,5 cm	012-101-145	Rp254.000
10	SURGICAL SCISSORS bl/bl curved 15,5 cm	012-101-155	Rp298.000
11	SURGICAL SCISSORS bl/bl curved 16,5 cm	012-101-165	Rp344.000
12	SURGICAL SCISSORS bl/bl curved 18,5 cm	012-101-185	Rp440.000
13	SURGICAL SCISSORS sh/bl straight 14,5 cm	012-102-145	Rp242.000
14	SURGICAL SCISSORS sh/bl straight 15,5 cm	012-102-155	Rp286.000
15	SURGICAL SCISSORS sh/bl straight 16,5 cm	012-102-165	Rp329.000
16	SURGICAL SCISSORS sh/bl straight 17,5 cm	012-102-175	Rp373.000
17	SURGICAL SCISSORS sh/bl straight 18,5 cm	012-102-185	Rp417.000
18	SURGICAL SCISSORS sh/bl curved 14,5 cm	012-103-145	Rp254.000
19	SURGICAL SCISSORS sh/bl curved 15,5 cm	012-103-155	Rp298.000
20	SURGICAL SCISSORS sh/bl curved 16,5 cm	012-103-165	Rp344.000
21	SURGICAL SCISSORS sh/bl curved 18,5 cm	012-103-185	Rp440.000
22	SURGICAL SCISSORS sh/sh straight 14,5 cm	012-104-145	Rp246.000
23	SURGICAL SCISSORS sh/sh straight 15,5 cm	012-104-155	Rp286.000
24	SURGICAL SCISSORS sh/sh straight 16,5 cm	012-104-165	Rp329.000
25	SURGICAL SCISSORS sh/sh straight 18,5 cm	012-104-185	Rp417.000
26	SURGICAL SCISSORS sh/sh curved 14,5 cm	012-105-145	Rp254.000
27	SURGICAL SCISSORS sh/sh curved 15,5 cm	012-105-155	Rp298.000
28	SURGICAL SCISSORS sh/sh curved 16,5 cm	012-105-165	Rp344.000
29	MAYO Scissors str. 14,5 cm	012-140-145	Rp281.000
30	MAYO Scissors str. 15,5 cm	012-140-155	Rp294.000
31	MAYO Scissors str. 17,0 cm	012-140-170	Rp317.000
32	MAYO Scissors str. 23,0 cm	012-140-230	Rp536.000
33	MAYO Scissor cvd. 14,5 cm	012-141-145	Rp294.000
34	MAYO Scissors cvd. 15,5 cm	012-141-155	Rp309.000
35	MAYO Scissors cvd. 17,0 cm	012-141-170	Rp329.000
36	MAYO Scissors cvd. 23,0 cm	012-141-230	Rp559.000
37	MAYO-STILLE Scissors str. 21,0 cm	012-150-210	Rp536.000
38	WERTHEIM Scissors cvd. 19,5 cm	012-159-195	Rp699.000

## Instrument Satuan

NO	NAMA	NO KATALOG	HARGA
39	WERTHEIM Scissors cvd. 22,5 cm	012-159-225	Rp831.000
40	"SIEBOLD Uterus scissor 24,0 cm S-curved"	012-165-240	Rp1.407.000
41	SIMS Uterus scissor str. 20,0 cm	012-166-200	Rp528.000
42	BRAUN-STADLER scissor 14,0 cm	012-169-140	Rp555.000
43	BRAUN-STADLER scissor 22,0 cm	012-169-220	Rp703.000
44	BUSCH Umbilical scissor 16,0 cm	012-171-160	Rp682.000
45	METZENBAUM Scissors straight 18,0 cm	012-210-180	Rp396.000
46	METZENBAUM Scissors straight 20,0 cm	012-210-200	Rp471.000
47	METZENBAUM Scissors straight 23,0 cm	012-210-230	Rp615.000
48	METZENBAUM Scissors curved 18,0 cm	012-211-180	Rp409.000
49	METZENBAUM Scissors curved 20,0 cm	012-211-200	Rp491.000
50	METZENBAUM Scissors curved 23,0 cm	012-211-230	Rp636.000
51	METZENBAUM-FINO scissor cvd. 18,0 cm	012-245-180	Rp564.000
52	METZENBAUM-FINO scissor cvd. 20,0 cm	012-245-200	Rp699.000
53	KILLNER Scissors curved 15,0 cm	012-261-150	Rp743.000
54	IRIS Scissor sh/sh straight 11,5 cm	012-270-115	Rp290.000
55	IRIS Scissor sh/sh curved 11,5 cm	012-271-115	Rp304.000
56	WAGNER Scissors sh/sh curved 12,0 cm	012-291-120	Rp417.000
57	"NORTHBENT Ligatur scissor sideways curved 12,5 cm"	012-591-125	Rp612.000
58	LITTAUER Ligatur scissor 14,0 cm	012-592-140	Rp436.000
59	BUCK Ligatur Scissors 18,0 cm	012-594-180	Rp726.000
60	"TC-STANDARD Scissor straight bl/bl 14,5 cm"	012-700-145	Rp1.141.000
61	TC-MAYO Scissor straight 14,5 cm	012-710-145	Rp1.451.000
62	TC-MAYO Scissor curved 14,5 cm	012-711-145	Rp1.582.000
63	TC-MAYO-STILLE Scissor straight 15,0 cm	012-714-150	Rp1.451.000
64	TC-LEXER Scissor curved 16,0 cm	012-723-160	Rp1.670.000
65	TC-METZENBAUM Scissor straight 14,5 cm	012-730-145	Rp1.319.000
66	TC-METZENBAUM Scissor curved 14,5 cm	012-731-145	Rp1.451.000
67	TC-METZENBAUM Scissor curved 18,0 cm	012-731-180	Rp1.582.000
68	TC-METZENBAUM Scissor curved 20,0 cm	012-731-200	Rp1.714.000
69	TC-METZENBAUM Scissor curved 23,0 cm	012-731-230	Rp1.845.000
70	TC-METZENBAUM Scissor curved 25,0 cm	012-731-250	Rp2.064.000
71	TC-SIMS Scissor straight 20,0 cm	012-770-200	Rp2.153.000
72	TC-IRIS Scissor straight 11,5 cm	012-780-115	Rp1.275.000
73	TC-IRIS Scissor curved 11,5 cm	012-781-115	Rp1.407.000
74	DRESSING Forcep narrow 11,5 cm	013-110-115	Rp150.000
75	DRESSING Forcep narrow 13,0 cm	013-110-130	Rp154.000
76	DRESSING Forcep narrow 14,5 cm	013-110-145	Rp158.000

## Instrument Satuan

NO	NAMA	NO KATALOG	HARGA
71	TC-SIMS Scissor straight 20,0 cm	012-770-200	Rp2.153.000
72	TC-IRIS Scissor straight 11,5 cm	012-780-115	Rp1.275.000
73	TC-IRIS Scissor curved 11,5 cm	012-781-115	Rp1.407.000
74	DRESSING Forcep narrow 11,5 cm	013-110-115	Rp150.000
75	DRESSING Forcep narrow 13,0 cm	013-110-130	Rp154.000
76	DRESSING Forcep narrow 14,5 cm	013-110-145	Rp158.000
77	DRESSING Forcep narrow 16,0 cm	013-110-160	Rp171.000
78	DRESSING Forcep narrow 18,0 cm	013-110-180	Rp194.000
79	DRESSING Forcep narrow 20,0 cm	013-110-200	Rp229.000
80	DRESSING Forcep narrow 25,0 cm	013-110-250	Rp290.000
81	USA MODEL Dressing Forcep 12,0 cm	013-130-120	Rp150.000
82	USA MODEL Dressing Forcep 14,5 cm	013-130-145	Rp158.000
83	ADSON Dressing Forcep 12,0 cm	013-150-120	Rp198.000
84	MICRO-ADSON Dissecting Forceps 15,0 cm	013-152-150	Rp392.000
85	POTTS-SMITH Dressing Forcep 18,0 cm	013-160-180	Rp254.000
86	POTTS-SMITH Dressing Forcep 21,0 cm	013-160-210	Rp277.000
87	"POTTS-SMITH Dressing Forcep curved 18,0 cm"	013-161-180	Rp277.000
88	TISSUE Forcep 1x2 teeth 11,5 cm	013-200-115	Rp150.000
89	TISSUE Forcep 1x2 teeth 13,0 cm	013-200-130	Rp154.000
90	TISSUE Forcep 1x2 teeth 14,5 cm	013-200-145	Rp158.000
91	TISSUE Forcep 1x2 teeth 16,0 cm	013-200-160	Rp171.000
92	TISSUE Forcep 1x2 teeth 18,0 cm	013-200-180	Rp194.000
93	TISSUE Forcep 1x2 teeth 20,0 cm	013-200-200	Rp225.000
94	TISSUE Forcep 1x2 teeth 25,0 cm	013-200-250	Rp281.000
95	TISSUE Forcep narrow 1x2 teeth 11,5 cm	013-240-115	Rp154.000
96	TISSUE Forcep cvd. 1x2 teeth 13,0 cm	013-241-130	Rp185.000
97	"ADSON Tissue Forcep 1x2 teeth 12,0 cm"	013-280-120	Rp221.000
98	"ADSON-MICRO Tissue Forceps 1x2 teeth 15,0 cm"	013-282-150	Rp417.000
99	"SEMKEN Tissue Forcep 1x2 teeth 15,0 cm"	013-298-150	Rp234.000
100	POTH-SMITH Tissue Forcep 1x2 teeth 18,0 cm	013-310-180	Rp269.000
101	DUVAL Tissue Forcep 14,0 cm	013-402-140	Rp568.000
102	LITTAUER Cilia Forcep 8,5 cm	013-552-085	Rp167.000
103	TC-POTTS-SMITH Dressing Forceps 18,0 cm	013-840-180	Rp1.050.000
104	DIEFFENBACH Bulldog clamps str. 5,0 cm	015-050-050	Rp294.000
105	"HALSTEAD-MOSQUITO Forceps straight 12,5 cm"	015-100-125	Rp317.000
106	"HALSTEAD-MOSQUITO Forceps straight 18,0 cm"	015-100-180	Rp501.000
107	"HALSTEAD-MOSQUITO Forceps curved 12,5 cm"	015-101-125	Rp325.000
108	"HALSTEAD-MOSQUITO Forceps curved 18,0 cm"	015-101-180	Rp509.000

## Instrument Satuan

NO	NAMA	NO KATALOG	HARGA
109	"HALSTEAD-MOSQUITO Forceps straight 1x2 teeth 12,5 cm"	015-102-125	Rp338.000
110	"HALSTEAD-MOSQUITO Forceps straight 1x2 teeth 18,0 cm"	015-102-180	Rp528.000
111	"HALSTEAD-MOSQUITO Forceps curved 1x2 teeth 12,5 cm"	015-103-125	Rp348.000
112	HARTMANN forceps str. 10,0 cm	015-120-100	Rp309.000
113	HARTMANN forceps curved 10,0 cm	015-121-100	Rp317.000
114	LERICHE forceps str. 1x2 teeth 15,0 cm	015-172-150	Rp373.000
115	LERICHE forceps cvd. 1x2 teeth 15,0 cm	015-173-150	Rp381.000
116	KELLY forceps straight 14,0 cm	015-180-140	Rp317.000
117	KELLY forceps curved 14,0 cm	015-181-140	Rp325.000
118	CRILE forceps straight 14,0 cm	015-190-140	Rp317.000
119	CRILE forceps 1x2 teeth cvd. 14,0 cm	015-193-140	Rp369.000
120	CRILE-RANKIN forceps str. 16,0 cm	015-200-160	Rp373.000
121	CRILE-RANKIN forceps cvd. 16,0 cm	015-201-160	Rp381.000
122	PEAN Forceps delicate straight 14,0 cm	015-250-140	Rp357.000
123	PEAN Forceps delicate curved 14,0 cm	015-251-140	Rp369.000
124	ROCHESTER-PEAN Forceps straight 14,0 cm	015-260-140	Rp317.000
125	ROCHESTER-PEAN Forceps straight 16,0 cm	015-260-160	Rp334.000
126	ROCHESTER-PEAN Forceps straight 18,0 cm	015-260-180	Rp388.000
127	ROCHESTER-PEAN Forceps straight 20,0 cm	015-260-200	Rp457.000
128	ROCHESTER-PEAN Forceps straight 22,0 cm	015-260-220	Rp524.000
129	ROCHESTER-PEAN Forceps straight 24,0 cm	015-260-240	Rp572.000
130	ROCHESTER-PEAN Forceps curved 14,0 cm	015-261-140	Rp325.000
131	ROCHESTER-PEAN Forceps curved 16,0 cm	015-261-160	Rp344.000
132	ROCHESTER-PEAN Forceps curved 18,0 cm	015-261-180	Rp396.000
133	ROCHESTER-PEAN Forceps curved 20,0 cm	015-261-200	Rp480.000
134	ROCHESTER-PEAN Forceps curved 22,0 cm	015-261-220	Rp544.000
135	ROCHESTER-PEAN Forceps curved 24,0 cm	015-261-240	Rp593.000
136	KOCHER-OCHSNER Forceps straight 14,0 cm	015-280-140	Rp338.000
137	KOCHER-OCHSNER Forceps straight 16,0 cm	015-280-160	Rp361.000
138	KOCHER-OCHSNER Forceps straight 18,0 cm	015-280-180	Rp409.000
139	KOCHER-OCHSNER Forceps straight 20,0 cm	015-280-200	Rp480.000
140	KOCHER-OCHSNER Forceps straight 22,0 cm	015-280-220	Rp544.000
141	KOCHER-OCHSNER Forceps straight 24,0 cm	015-280-240	Rp593.000
142	KOCHER-OCHSNER Forceps curved 14,0 cm	015-281-140	Rp344.000
143	KOCHER-OCHSNER Forceps curved 16,0 cm	015-281-160	Rp369.000
144	KOCHER-OCHSNER Forceps curved 18,0 cm	015-281-180	Rp417.000
145	KOCHER-OCHSNER Forceps curved 20,0 cm	015-281-200	Rp501.000
146	KOCHER-OCHSNER Forceps curved 22,0 cm	015-281-220	Rp568.000

## Instrument Satuan

NO	NAMA	NO KATALOG	HARGA
147	KOCHER-OCHSNER Forceps curved 24,0 cm	015-281-240	Rp615.000
148	"OVERHOLT-GEISSENDOERFER forceps 21,0 cm Fig.1"	015-495-001	Rp735.000
149	"OVERHOLT-GEISSENDOERFER forceps 21,0 cm Fig.2"	015-495-002	Rp735.000
150	"OVERHOLT-GEISSENDOERFER forceps 21,0 cm Fig.3"	015-495-003	Rp735.000
151	LAHEY forceps curved 23,0 cm	015-605-230	Rp853.000
152	"MICULICZ Peritoneal Clamp Forceps angled 1x2 teeth 20,0cm"	015-647-200	Rp770.000
153	"PHANEUF Hysterectomy Forceps str. 1x2 teeth 21,5 cm"	015-656-215	Rp712.000
154	WERTHEIM Hysterectomy Forceps 25,0 cm	015-669-250	Rp1.006.000
155	"HEANY-BALLENTINE Hysterectomy Forcep curved 21,0 cm"	015-687-210	Rp2.374.000
156	BACKHAUS Towel forceps 8,0 cm	015-711-080	Rp273.000
157	BACKHAUS Towel forceps 11,0 cm	015-711-110	Rp290.000
158	BACKHAUS Towel forceps 13,0 cm	015-711-130	Rp298.000
159	GROSS-MAIER dressing forcep str. 26,5 cm	015-800-265	Rp636.000
160	GROSS-MAIER dressing forcep cvd. 26,5 cm	015-801-265	Rp682.000
161	RAMPLEY Swab Forceps 18,0 cm	015-820-180	Rp699.000
162	BOZEMANN swab forceps str. 26,0 cm	015-850-260	Rp624.000
163	"FOERSTER Sponge forcep straight serrated 25,0 cm"	015-860-250	Rp624.000
164	"FOERSTER swab forcep straight smooth 25,0 cm"	015-870-250	Rp624.000
165	TRACHEAL retractor sharp 1 prong 16,0 cm	016-030-001	Rp304.000
166	TRACHEAL retractor blunt 1 prong 16,0 cm	016-034-001	Rp302.000
167	"TRACHEAL Retractor sharp 4 prong serrated handle 16,5 cm"	016-070-004	Rp501.000
168	SENN-MILLER Retractor sharp 16,0 cm	016-080-001	Rp302.000
169	SENN-MILLER Retractor blunt 16,0 cm	016-080-002	Rp302.000
170	CUSHING Retractor 10 mm / 20,0 cm	016-094-010	Rp785.000
171	VOLKMANN retractor sharp 6 prong 22,0 cm	016-130-006	Rp1.048.000
172	"VOLKMANN Retractor semi-sharp 4 prong 22,0 cm"	016-132-004	Rp1.004.000
173	VOLKMANN Retractor blunt 6 prong 22,0 cm	016-134-006	Rp1.048.000
174	KOCHER Retractor sharp 8 prong 22,0cm	016-140-008	Rp1.223.000
175	KOCHER Retractor blunt 4 prong 22,0cm	016-144-004	Rp1.004.000
176	KOCHER Retractor blunt 8 prong 22,0cm	016-144-008	Rp1.223.000
177	"LANGENBECK Retractor Fig. 1 30 x 11 mm / 22,0 cm"	016-180-001	Rp872.000
178	RICHARDSON Retractor 24,0 cm/53x22mm	016-272-004	Rp1.092.000
179	KELLY Retractor 26,0 cm/70x50 mm	016-274-001	Rp1.223.000
180	FRITSCH Retractor 24,0cm/32x40mm	016-310-001	Rp1.574.000
181	KOCHER Retractor 25,0cm/80x45mm	016-324-045	Rp1.662.000
182	KOCHER Retractor 25,0cm/80x55mm	016-324-055	Rp1.705.000
183	KOCHER Retractor 25,0cm/80x65mm	016-324-065	Rp1.749.000
184	DEAVER Retractor 38 mm/30,0 cm	016-400-007	Rp789.000

## Instrument Satuan

NO	NAMA	NO KATALOG	HARGA
185	MIKULICZ Retractor 90 x 55 mm/26,0 cm	016-416-260	Rp1.929.000
186	KELLY Retractor 27,0 cm/160x57mm	016-420-002	Rp2.016.000
187	KELLY Retractor 27,0 cm/190 x 57 mm	016-420-004	Rp2.192.000
188	ROUX Retractor double end Set/Fig. 1 - 3	016-450-000	Rp833.000
189	ROUX Retractor Fig. 2	016-450-002	Rp286.000
190	"FARABEUFR Retractor Set/Fig. 1 - 2 15,0 cm"	016-456-000	Rp350.000
191	"PARKER Retractor Set/Fig. 1 - 2 13,5 cm"	016-464-000	Rp438.000
192	"PARKER Retractor Set/Fig. 1 - 2 17,5 cm"	016-466-000	Rp526.000
193	"COLLIN Retractor Set of 2 pieces 14,5 cm"	016-480-145	Rp701.000
194	"RIBBON Abdominal Spatula flexible 30 mm 33,0 cm"	016-490-030	Rp417.000
195	"HABERER Spatulas flexible 20cm / 17/25mm"	016-492-200	Rp329.000
196	"HABERER Spatulas flexible 28cm / 25/30mm"	016-492-280	Rp350.000
197	"HABERER Spatulas flexible 30cm / 37/45 mm"	016-492-300	Rp373.000
198	ALM Retractor sharp 7,0 cm	016-510-007	Rp1.001.000
199	"BALFOUR Abdominal Retractor US-Type,complete"	016-752-000	Rp12.716.000
200	"KIRSCHNER Abdom. Retractor squar. compl. with 1 frame rigid 240x240mm,	016-810-000	Rp12.233.000
201	PROBE buttoned 14,5cm/2,0mm	017-014-145	Rp66.000
202	MYRTIE LEAF Probe Ø 1,5 mm / 14,5 cm	017-035-145	Rp123.000
203	MYRTENBLATT-Probe Ø 2,0 mm / 14,5 cm	017-040-145	Rp123.000
204	GROOVED DIRECTOR 14,5cm	017-050-145	Rp87.000
205	NELATON Grooved Director 16,0cm	017-073-160	Rp175.000
206	UNIVERSAL Trocar set of 4	017-200-004	Rp1.267.000
207	"YANKAUER Suction Tube Ø 1,4 mm 27,0 cm"	017-480-270	Rp505.000
208	TAYLOR Hammer 20,0cm	018-130-200	Rp171.000
209	BABY-MAGILL Catheter Forceps 15 cm	018-601-150	Rp609.000
210	MAGILL Catheter Forceps 17cm	018-601-170	Rp636.000
211	MAGILL Catheter Forceps 20cm	018-601-200	Rp668.000
212	MAGILL Catheter Forceps 25cm	018-601-250	Rp697.000
213	"EYE NEEDLES, plane needles, Fig. 1 Ob with lancet end, cut only on the	019-031-001	Rp290.000
214	"EYE NEEDLES, plane needles, Fig. 2 Ob with lancet end, cut only on the	019-031-002	Rp290.000
215	"EYE NEEDLES, plane needles, Fig. 3 Ob with lancet end, cut only on the	019-031-003	Rp290.000
216	"NEEDLE CASE round complete with perforated interior box Ø 65 x 15 mm"	019-080-000	Rp971.000
217	CRILE WOOD Needle Holder 15,0 cm	019-230-150	Rp434.000
218	MAYO-HEGAR Needle Holder 14 cm	019-240-140	Rp434.000
219	MAYO-HEGAR Needle Holder 18 cm	019-240-180	Rp492.000
220	MAYO-HEGAR Needle Holder 20 cm	019-240-200	Rp536.000
221	MAYO-HEGAR Needle Holder 24,0 cm	019-240-240	Rp653.000
222	HEANEY Needle Holder 21,0 cm curved	019-245-210	Rp697.000

## Instrument Satuan

NO	NAMA	NO KATALOG	HARGA
223	WANGENSTEEN Needle Holder 27 cm	019-256-270	Rp829.000
224	TC-WEBSTER Needleholder serrated 13,0 cm	019-511-130	Rp1.092.000
225	TC-BAUMGARTNER Needleholder 14,0 cm	019-540-140	Rp1.092.000
226	TC-MAYO-HEGAR Needleholder 16,0 cm	019-550-160	Rp1.135.000
227	TC-MAYO-HEGAR Needleholder 18,0 cm	019-550-180	Rp1.179.000
228	TC-MAYO-HEGAR Needleholder 20,0 cm	019-550-200	Rp1.267.000
229	TC-MAYO-HEGAR Needleholder 24,0 cm	019-550-240	Rp1.399.000
230	"KRONECKER Needle right , for the left hand 13,0 cm"	019-787-130	Rp856.000
231	"DESCHAMPS Ligatur Needle blunt curved to left f. the right hand 21,0 cm"	019-810-210	Rp872.000
232	MICHEL Suture Forcep 12 cm	019-910-120	Rp609.000
233	LISTER Bandage Scissor 11,0 cm	020-101-110	Rp302.000
234	LISTER Bandage Scissors 14,0 cm	020-101-140	Rp321.000
235	LISTER Bandage Scissors 18,0 cm	020-101-180	Rp425.000
236	LISTER Bandage Scissors 20,0 cm	020-101-200	Rp478.000
237	"LISTER Bandage Scissor with plastic handle, BLACK, 18,0 cm"	020-121-180	Rp127.000
238	TC-BRUNS Scissors 24,0 cm	020-233-240	Rp4.341.000
239	SEUTIN Bandage Scissor 23 cm	020-251-230	Rp1.705.000
240	STILLE plaster cast shear 23 cm	020-281-230	Rp3.288.000
241	STILLE plaster cast shear 26 cm	020-281-230	Rp3.508.000
242	STILLE plaster cast shear 37 cm	020-281-370	Rp3.770.000
243	ENGEL Plaster Cast Saw 14 cm	020-301-140	Rp697.000
244	"MOD. USA Plaster Spreader for one hand 23 cm"	020-400-230	Rp2.846.000
245	WOLFF Plaster cast Breaker 18 cm	020-421-180	Rp1.140.000
246	WOLFF Plaster cast Breaker 24 cm	020-421-240	Rp1.227.000
247	"ALLIS-BABY Intestinal Forceps 4 x 5 teeth, 12,0 cm"	027-100-120	Rp434.000
248	"ALLIS Intestinal Forceps 5 x 6 teeth 15,0 cm"	027-120-150	Rp461.000
249	"ALLIS Intestinal Forceps 5 x 6 teeth 19,0 cm"	027-120-190	Rp549.000
250	"ALLIS-ADAIR Intestinal Forceps 10 x 11 teeth, 15,5 cm"	027-130-155	Rp680.000
251	BABCOCK Intestinal Forceps 16,0 cm	027-160-160	Rp549.000
252	BABCOCK Intestinal Forceps 20,0 cm	027-160-200	Rp724.000
253	DUVAL Intestinal Forceps 25 mm / 23,0 cm	027-172-230	Rp1.048.000
254	METAL Catheter for Female 12 Charr.	027-811-012	Rp302.000
255	"CUSCO Vaginal speculum with latera fixation screw, Fig. 2 / 85 x 35 mm"	030-030-002	Rp653.000
256	"GRAVE Vaginal speculum Fig. 1 75 x 20 mm"	030-060-001	Rp421.000
257	"GRAVE Vaginal speculum Fig. 2 95 x 35 mm"	030-060-002	Rp434.000
258	"GRAVE Vaginal speculum Fig. 3 115 x 35 mm"	030-060-003	Rp478.000
259	"SIMS Vaginal specula double-end Set of 3 pieces"	030-100-000	Rp2.100.000
260	"SIMS Vaginal speculum single end small Fig. 1 / 70 x 25 mm"	030-102-001	Rp653.000




## Instrument Satuan

NO	NAMA	NO KATALOG	HARGA
261	"KRISTELLER Vaginal speculum Fig. 1 70 x 27 mm"	030-110-001	Rp609.000
262	"KRISTELLER Vaginal speculum Fig. 2 75 x 30 mm"	030-110-002	Rp609.000
263	"KRISTELLER Vaginal speculum Fig. 3 90 x 36 mm"	030-110-003	Rp609.000
264	"KRISTELLER Specula Set Fig. 2 cons. of: 1 Vaginal speculum 110 x 21 mm	030-145-002	Rp1.311.000
265	"KALLMORGEN Vaginal speculum Fig. 290 x 40 mm"	030-170-002	Rp785.000
266	"HANK Uterine Dilator double end Set of 6 pcs. from Ø 4,5/5,0 - Ø 9,5/10,0	030-260-060	Rp3.196.000
267	"SIMS Uterus Sound graduert flexible 32 cm"	030-281-320	Rp434.000
268	SIMS Uterus Sound graduert rigid 32 cm	030-283-320	Rp434.000
269	SCHROEDER Tenaculum Forcep 25 cm	030-310-250	Rp653.000
270	BEACHAM Amniotom 26 cm	030-320-260	Rp566.000
271	"TEALE Vusellum Forceps sideway curved 3 x 4 teeth, 23,0 cm"	030-329-230	Rp1.004.000
272	SOMER Uterine Elevating Forcep 23 cm	030-373-230	Rp1.968.000
273	DOYEN Myoma screw Ø 20 mm / 17,0 cm	030-380-170	Rp872.000
274	IUD REMOVING HOOK, ANGLED HOOK WITH 2 SLOTS, 26,5 cm	030-466-265	Rp1.199.000
275	"SERPENTINE-Grasper for IUD, wtih flexible shaft, Ø 3,0 mm / 22,0 cm"	030-580-220	Rp3.942.000
276	"RECAMIER Uterine Curette sharp rigid Fig. 00 / 4,5 mm / 31,0 cm"	030-650-045	Rp1.004.000
277	"RECAMIER Uterine Curette sharp rigid Fig. 0 / 7,5 mm / 31,0 cm"	030-650-075	Rp1.004.000
278	"RECAMIER Uterine Curette sharp rigid Fig. 1 / 8,5 mm / 31,0 cm"	030-650-085	Rp1.004.000
279	"RECAMIER Uterine Curette sharp rigid Fig. 2 / 10,5 mm / 31,0 cm"	030-650-105	Rp1.004.000
280	"SIMS Uterine Curette sharp rigid Fig. 00 / 4,5 mm / 28,0 cm"	030-660-045	Rp960.000
295	DESMARRES Chalazions Forcep 9 cm Fig. 2	032-636-002	Rp1.048.000
296	"HARTMANN Ear Specula for children Fig.1 4,0 mm, 3,6 cm"	034-200-040	Rp198.000
297	"HARTMANN Ear Specula for children Fig. 2 5,0 mm, 3,6 cm"	034-200-050	Rp198.000
298	"HARTMANN Ear Specula for adults Fig. 3 6,0 mm, 3,6 cm"	034-200-060	Rp198.000
299	"HARTMANN Ear Specula for adults Fig. 4 7,5 mm, 3,6 cm"	034-200-075	Rp198.000
300	"WILDE(TROELTSCH) Ear forcep angled 12 cm"	034-375-120	Rp202.000
301	"WILDE (TROELTSCH) Ear Forcep 1x2 teeth angled 12 cm"	034-381-120	Rp215.000
302	"HARTMANN Ear Forcep with Screw 12 cm"	034-405-120	Rp829.000
303	BUCK Ear Curette straight blunt Fig. 1	034-510-011	Rp369.000
304	BUCK Ear Curette straight blunt Fig. 3	034-510-013	Rp369.000
305	"GROSS Ear spoon and hook blunt 12,0 cm"	034-523-120	Rp609.000
306	"REINER Ear Syringe complete with protection disc and 2 tips, 75 ml"	034-640-075	Rp1.530.000
307	"GOLDSMTH (THUDICHUM) Nasal Speculum 21,0 mm x 9,5 mm, Fig. 1"	035-100-001	Rp198.000
308	"GOLDSMTH (THUDICHUM) Nasal Speculum 21,0 mm x 10,5 mm, Fig. 2"	035-100-002	Rp198.000
309	"GOLDSMTH (THUDICHUM) Nasal Speculum 21,0 mm x 11,5 mm, Fig. 3"	035-100-003	Rp198.000
310	"JANSEN (GRUENWALD) Nasal Forcep bayonet-shaped 18,0 cm"	035-185-180	Rp373.000
311	BRUENINGS Tongue Depressor 19 cm	037-217-190	Rp317.000
312	TONGUE Depressor 16 mm, 14,5 cm	037-219-145	Rp258.000

## Instrument Satuan

NO	NAMA	NO KATALOG	HARGA
313	"LARYNGEAL Mirror with handle Ø 18 mm / Fig. 4"	037-501-018	Rp131.000
314	KILNER Hooklet sharp 15 cm	046-140-150	Rp566.000
315	CHEATLE sterilizing forcep 27 cm	085-155-270	Rp868.000
316	MAYO Safety pin 14,0 cm	085-172-140	Rp123.000
317	ROUND Dishes Ø 80 x 40 mm / 0,14 Litre	085-300-014	Rp302.000
318	ROUND Dishes Ø 116 x 50 mm / 0,35 Litre	085-300-035	Rp429.000
319	ROUND Dishes Ø 147 x 65 mm / 0,70 Litre	085-300-070	Rp593.000
320	WASH BOWL Ø 330 x 115 mm / 8,00 Litre	085-340-800	Rp1.486.000
321	INSTRUMENT TRAY 350 x 240 x 10 mm	085-356-240	Rp697.000
322	"INSTRUMENT BOX with lid with knob 200 x 100 x 35 mm"	085-400-200	Rp3.473.000
323	KIDNEY BOWL 250 x 140 x 40 mm	085-500-250	Rp258.000



**PT. KARYA PRATAMA**  
**DISTRIBUTORS - MEDICAL - HOSPITAL EQUIPMENT -**  
**LABORATORY - SCIENTIFIC - DENTAL EQUIPMENT**

